

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ExpertClean 4700

Beépített nyomásérzékelő

2 üzemmód, 3 intenzitási szint

1 BrushSync funkció

fertőtlenítővel



HX6483/53



Tisztább fogak, kíméletesen.

Akár 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 10-szer több lepedéket távolíthat el, mint egy kézi fogkefével

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Fokozott felületi érintkezés a lepedékképződés megakadályozása érdekében

Innovatív technológia

- Gyengéden óvatosságra int
- A páciensek a legtöbbet hozzathják ki a kefefejekből
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Optimalizálja a fogmosást

- Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

Páciensei igényeihez tervezve


- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkeféjét
- Alapos fogmosásra ösztönöz

UV-fertőtlenítő: segít elpusztítani a kórokozókat a fogkefefejről

- A lámpa a kefefejre szórja a fertőtlenítő fényt

Fénypontok

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*




A C3 Premium Plaque Control kefefej minden eddiginél alaposabb tisztítást biztosít. A puha, rugalmas oldalú kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva** és akár 10-szer több lepedéket távolítva el még a nehezen elérhető helyekről is*.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefénk igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód




Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár az íny egészségének a megőrzése, megvan a módja: a Clean (Tisztítás) mód kimagasló tisztítást tesz lehetővé, míg a Gum Care (Fogínyápolás) mód egy további percig csökkentett üzemmódban működik, ami alatt gyengéden masszírozhatja az ínyét.

BrushSync technológia




A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-émlékeztetőt.

Intelligens csere-émlékeztetők



Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefej-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje mindig jó munkát végez.

Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkefeje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Hasznos időzítők



A QuadPacer jelez, amikor a páciens optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a Smartimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Fertőtlenítő fény



Az UV-fertőtlenítő lámpája az optimális eredmény érdekében a kefefej teljes felső részére szórja a fertőtlenítő fényt.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér és mentazöld

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát
Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White kompakt

Markolat: 1 ProtectiveClean

UV-fertőtlenítő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használót

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas
Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden átmasszírozza az ínyt

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

