

PHILIPS

sonicare

Cepillo de dientes
eléctrico

2 Series gum health

1 modo de limpieza

Incluye 2 cabezales de cepillado
(C1)

Dos cabezales de cepillado



HX6232/41

Mejora la salud de las encías en hasta un 100 %

Proporciona una eliminación superior de la placa y una limpieza excepcional entre los dientes para mejorar la salud de las encías.

Te guía para que sigas las recomendaciones del dentista

- SmarTimer te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado recomendado
- El temporizador de intervalos QuadPacer fomenta el cepillado completo

Mejora la salud de las encías frente a un cepillo dental manual

- La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- El programa EasyStart te ayuda en la adaptación desde el cepillado manual

Proporciona una limpieza superior que puedes ver y sentir

- Cabezal en ángulo para llegar mejor a los molares
- Mejor limpieza en las zonas difíciles que el cepillado manual

Recomendado por dentistas profesionales de todo el mundo

- Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

2 Series gum health

Cepillo de dientes eléctrico

HX6232/41

Destacados

Mejor acceso a los molares



Este cepillo dental para eliminar la placa cuenta con un cabezal compacto en ángulo que permite llegar mejor a los molares y a las zonas de difícil acceso.

Mejor en las zonas difíciles




El cuello compacto en ángulo y el mango de fácil sujeción de este cepillo dental ayudan a mejorar la limpieza en las zonas de difícil acceso en comparación con el cepillado manual.

Tecnología sónica



Nuestra tecnología sónica genera una exclusiva acción de limpieza dinámica que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior a la vez que suave

EasyStart



La función EasyStart ajusta el nivel de potencia del cepillado en los primeros 14 usos para ayudar a que te habitúes a la experiencia de Sonicare, optimizando la transición desde el cepillado manual.

QuadPacer



Dispone de un temporizador de intervalos Quadpacer que ayuda a fomentar el cepillado profundo de toda la boca. El cepillo dental emite un pitido cada 30 segundos para indicar que es momento de pasar a otra zona de la boca.

Seguro y suave



El suave movimiento de este potente cepillo dental Philips Sonicare es seguro en trabajos dentales, incluidos ortodoncias, implantes y carillas, así que puedes cepillarte sin preocupaciones.

SmarTimer



Este potente cepillo dental Philips Sonicare dispone una función SmarTimer especial que te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado de dos minutos recomendado por los dentistas

2 Series gum health

Cepillo de dientes eléctrico

HX6232/41

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Tipo de batería: NiMH

Diseño y acabado

Color: Negro, Rosa pastel

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Mangos: Serie 2 2 para cuidado de las encías

Cabezales: 2 ProResults cuidado de las encías

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

