

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

2 Series gum health

1 Putzprogramm

2 Handstücke

2 Bürstenköpfe



HX6232/41



## Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches um bis zu 100 %

Optimale Plaque-Entfernung und beste Reinigung der Zahnzwischenräume für  
gesundes Zahnfleisch.

### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 2-Minuten-Timer hilft Ihnen, die empfohlene Putzdauer einzuhalten
- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen

### Bessere Zahnfleischgesundheit als mit Handzahnbürste

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Die Easy-Start-Funktion erleichtert den Umstieg von einer Handzahnbürste

### Sorgt für sicht- und fühlbare Reinigungsergebnisse

- Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können
- Eine gründlichere Reinigung an schwer erreichbaren Stellen als mit einer Handzahnbürste

### Weltweit von Zahnärzten empfohlen

- Sicher bei Zahnsparungen, Zahnersatz, Veneers

# Besonderheiten

## Besseres Erreichen der Backenzähne



Diese Zahnbürste zum Entfernen von Plaque verfügt über einen schlanken, angewinkelten Bürstenkopf, der einen besseren Zugang zu den hinteren Zähnen und schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.

## Besser bei schwer erreichbaren Stellen



Der einzigartig angewinkelte Kopf sowie das ergonomische Handstück dieser Zahnbürste sorgen für eine gründlichere Reinigung an schwer erreichbaren Stellen als eine Handzahnbürste.


## Sonicare Schalltechnologie



Unsere Schalltechnologie erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Flüssigkeit für

eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült.

## Easy-Start-Funktion



Die Easy-Start-Funktion erhöht die Putzintensität der Schallzahnbürste im Laufe der ersten 14 Anwendungen. So gewöhnen Sie sich leichter an das Putzen mit der Sonicare Schallzahnbürste und sorgen für einen optimalen Übergang von der Hand- zur Sonicare Schallzahnbürste.

## 4-Quadranten-Timer



Der 4-Quadranten-Timer unterstützt gründliches Zähneputzen im ganzen Mund. Die Zahnbürste gibt alle 30 Sekunden einen Signalton aus und zeigt so an, dass es Zeit ist, zu einem anderen Bereich im Mund zu wechseln.

## Sicher und sanft



Die sanften Bewegungen dieser elektrischen Schallzahnbürste von Philips Sonicare sind sicher für Zahnersatz sowie Zahnsparungen, Implantate und Veneers, damit Sie sorglos Zähneputzen können.

## 2-Minuten-Timer



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare verfügt über einen speziellen 2-Minuten-Timer, mit dem die Einhaltung der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten erleichtert wird.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz, Pastellrosa

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: NiMH

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 ProResults für gesundes Zahnfleisch

Ladegerät: 1

Handstücke: 2 Serie 2 für gesundes Zahnfleisch

## Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

Geschwindigkeit: Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

