

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
eléctrico sónico

HealthyWhite

3 modos

1 cabezal de cepillado

HX6731/02



## Dientes más blancos y más sanos

### El cepillo definitivo para unos dientes más blancos

A todos nos encantan las sonrisas blancas y brillantes. Deja que el blanco natural de tus dientes brille con luz propia. Está demostrado que el cepillo Sonicare HealthyWhite elimina las manchas del día a día en solo dos semanas, si se utiliza con regularidad el modo Limpieza y blanqueamiento.

#### **Probado, mejora la higiene bucal**

- Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente
- Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada

#### **Guides you to follow dental recommendations**

- El temporizador de intervalos QuadPacer fomenta el cepillado completo
- El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

#### **Proporciona una limpieza superior**

- La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes
- Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

#### **Ofrece una experiencia de cepillado personalizada**

- El programa Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare
- Modo Limpieza y blanqueamiento: probado, elimina las manchas
- Modo Limpieza: modo estándar de 2 minutos de duración
- Modo Sensibilidad: limpieza suave de dientes y encías

# Destacados

## Dientes más blancos de forma natural



La acción de limpieza dinámica y el contacto directo más amplio con cada diente de este cepillo han demostrado que eliminan las manchas diarias y ayudan a mantener los dientes más blancos de forma natural.

## Con modo Limpieza y blanqueamiento



2 minutos de modo Limpieza, con 30 segundos adicionales en modo Blanqueamiento para insistir en los dientes anteriores. Elimina las manchas del día a día. Por ejemplo, las causadas por café, té, tabaco y vino tinto. Blanquea los dientes al menos 2 tonos en tan solo 2 semanas.\*

## Modo Limpieza

Para una limpieza diaria excepcional. Ayuda a mantener los resultados de los tratamientos de blanqueamiento.

## Limpieza suave de dientes y encías



Cepillo dental Philips Sonicare con modo Sensibilidad: limpieza suave pero en profundidad para encías sensibles

## Tecnología sónica



La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentes y la línea de las encías.

## Cabezal con cuello en ángulo




El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de este cabezal de cepillado permite llegar más fácil a los molares y eliminar la placa en zonas difíciles de alcanzar.

## Seguro y suave



Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos dentales (los cabezales de cepillado se desgastan antes cuando se utilizan con aparatos dentales), y se puede utilizar con restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) y bolsas periodontales.

## Programa Easy-Start



Aumenta gradualmente la potencia durante los primeros 14 usos, para acostumbrarte fácilmente al uso del cepillo dental eléctrico Philips Sonicare

## SmarTimer



El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

## QuadPacer



El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y te avisa para que sigas por otro para obtener una limpieza más consistente en toda la boca



# Especificaciones

## Potencia

Tensión: 110-220 V

## Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas \*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

## Diseño y acabado

Color: Blanco escarcha

## Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

## Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Mango: Diseño compacto y ergonómico,

Mango de goma para un manejo cómodo

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas \*\*

## Piezas incluidas

Mangos: 1 HealthyWhite

Estuche de viaje: 1

Cabezales: 1 ProResults estándar

Cargador: 1

## Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Rendimiento: Elimina hasta el 90 % de las manchas\*

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes hasta 2 tonos

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

## Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías

Limpieza y blanqueamiento: 2 minutos de limpieza + 30 segundos de blanqueamiento

