

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
sonică electrică

ExpertClean 4700

Senzor de presiune integrat

2 moduri, 3 intensități

1 funcție BrushSync

cu sterilizator



HX6483/53

Dinți mai curați. În mod delicat.

Elimină până la de 10 ori mai multă placă decât o periută manuală

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, îndepărtând în același timp până la de 10 ori mai multă placă bacteriană decât cu o periută de dinți manuală

S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Suprafață de contact mai mare pentru eliminarea plăcii bacteriene

Tehnologie inovatoare

- Un semnal discret pentru un periaj fără presiune
- Pacienții beneficiază la maximum de capetele lor de periere
- Conectează mânerul inteligent al periutei și capetele de periere inteligente
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Optimizează periajul

- Moduri de curățare: Clean și Gum Care

Conceput pentru pacientul tău


- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periută de dinți
- Încurajare pentru un periaj temeinic

Sterilizatorul UV distruge microbii de pe capetele de periere

- Reflectorul distribuie lumina de sterilizare pe capul de periere

Repere

Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*




Capul de periere C3 Premium Plaque Control oferă cea mai profundă curățare. Cu marginile moi și flexibile, perii se mulează pe forma suprafeței fiecărui dinte pentru a oferi o suprafață de contact de 4 ori mai mare*** și a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile*.

Prea multă presiune?



Pacienții pot să nu observe că își periază dinții prea intens, dar periuta lor de dinți nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienții încep să aplice presiune pe gingii, periuta de dinți va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

Moduri de curățare: Clean și Gum Care




Fie că vrei să te concentrezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau pe obținerea și menținerea unor gingii sănătoase, această periută are un mod pentru tine: modul Clean asigură o curățare superioară, în timp ce modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la intensitate redusă, pentru a-ți masa delicat gingiile.

Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

Memento-uri inteligente de înlocuire




Toate capetele de periere se uzează în timp. Avem însă soluția: tehnologia noastră inteligentă de recunoaștere a capului de periere monitorizează cât timp pacienții au folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiască, sunt anunțați printr-un indicator luminos pe mâner. Astfel, pot avea siguranța că obțin rezultate mereu optime de la capul de periere.

Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periute de dinți.

Cronometre utile



QuadPacer anunță pacienții când au acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer îi înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

Lumină de sterilizare



Reflectorul sterilizatorului UV distribuie lumina de sterilizare pe întreaga suprafață superioară a capului de periere, pentru rezultate optime.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litium ION

Design și finisaj

Culoare: Alb cu verde mentă

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru
baterie

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 cap C3 Premium Plaque
Control, 1 cap G3 Premium Gum Care, 1 cap W2c
Optimal White compact

Sterilizator UV: 1

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea
cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe
minut

Performanță: Elimină de până la 10 ori mai multă
placă bacteriană*

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează
pentru a te atenționa

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

3 intensități: Redusă, Medie, Ridică

Gum Care: Masează delicat gingiile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi
întotdeauna când să, înlocuiești capetele de
periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea
este prea intensă



* Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
* * comparativ cu DiamondClean