

# PHILIPS

## sonicare

Têtes de brosse à  
dents standard

C1 SimplyClean &  
DiamondClean

Lot de 3

Taille standard

Clipsable

Sélection des modes via  
BrushSync™

HX6013/56



## La tête de brosse qui offre un nettoyage en profondeur Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire\*, pour d'excellents résultats

Un nettoyage en profondeur inégalé pour les patients. Grâce à ses bords doux et souples, notre tête de brosse Premium Plaque Defense épouse les contours de vos dents et de vos gencives afin de couvrir 4 fois plus de surface qu'une tête de brosse DiamondClean, pour un nettoyage intégral.

### Technologie innovante

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Le manche sélectionne automatiquement le mode et l'intensité adaptés\*\*\*

### Conçue pour des performances optimales

- Un nettoyage optimal, tous les jours
- Rigoureusement testé pour répondre aux besoins de santé bucco-dentaire des patients
- Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare

### Le brossage en profondeur de Philips Sonicare

- Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact\*\* pour un nettoyage en profondeur sans effort

### Élimination efficace de la plaque dentaire

- Jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire éliminée, même dans les zones difficiles à atteindre\*


## Points forts

### La meilleure solution Philips Sonicare contre la plaque dentaire




La tête de brosse Premium Plaque Defense Philips Sonicare procure aux patients un nettoyage en profondeur optimal. Grâce à ses bords souples et à une implantation unique des brins, il est prouvé que la Premium Plaque Defense élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire, même dans les zones difficiles à atteindre\*\*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

### Technologie de brossage adaptable



Notre technologie de brossage adaptatif procure aux patients un nettoyage personnalisé à chaque fois. Grâce à ses bords doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense suit les contours de la dentition. Les brins s'adaptent aux gencives et aux dents, afin de couvrir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact\*\* qu'une tête de brosse DiamondClean, pour un nettoyage en profondeur plus efficace, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie de brossage adaptatif permet d'avancer en douceur le long des gencives en limitant les éventuels excès de pression, tandis que le mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche tout en offrant un nettoyage exceptionnel.

### Sélection des modes via BrushSync™




Un nettoyage toujours optimal pour les patients, avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync. Une puce placée dans la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense se synchronise avec votre manche de brosse à dents Philips Sonicare. Ainsi, le manche sélectionne automatiquement le mode de brossage et le niveau d'intensité vous permettant d'obtenir une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire. Vos patients n'ont plus qu'à se brosser les dents.

### Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Remplacement intelligent de la tête de brosse



Les têtes de brosse montrent des signes de fatigue et de détérioration au bout de trois mois d'utilisation normale. Les brosses à dents


intelligentes Philips Sonicare offrent une fonction de rappel de renouvellement précis, basé sur la fréquence et la pression de brossage des patients. Si les patients n'utilisent pas de brosse à dents intelligente, les brins avec indicateurs d'usure de la C3 Premium Plaque Defense passent du bleu au blanc pour prévenir qu'il est temps de remplacer la tête de brosse.

### Facile à clipser



La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense se clipse tout simplement à un manche de brosse à dents Philips Sonicare. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Les C3 Premium Plaque Defense sont compatibles avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

### Sans danger pour les dents et les gencives



Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare respectent les dents et les gencives. Elles sont rigoureusement testées pour garantir une durabilité et d'excellentes performances à chaque brossage.

# Caractéristiques

## Design et finition

Couleur: Blanche

## Design et finition

Souplesse des brins: Médium souple

Reconnaissance intelligente de la tête de brosse

Matériau de la tête de brosse: Bords souples et flexibles en caoutchouc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent

Taille: Standard

## Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque defense, Série 2 Plaque Defense, Série 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 W DiamondClean standard, 1 ProResults standard

## Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

## Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Élimine 10 fois plus de plaque dentaire\*

