

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
sonică electrică

ProtectiveClean 4700

Senzor de presiune integrat

2 moduri de curățare

1 funcție BrushSync



HX6483/52

Dinți mai curați. În mod delicat.

Elimină până la de 10 ori mai multă placă decât o periuță manuală

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, îndepărtând în același timp până la de 10 ori mai multă placă bacteriană decât cu o periuță de dinți manuală

S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Suprafață de contact mai mare pentru eliminarea plăcii bacteriene

Tehnologie inovatoare

- Un semnal discret pentru un periaj fără presiune
- Pacienții beneficiază la maximum de capetele lor de periere
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Optimizează periajul

- Moduri de curățare: Clean și Gum Care

Conceput pentru pacientul tău

- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periuță de dinți
- Încurajare pentru un periaj temeinic

ProtectiveClean 4700

Periuță de dinți sonică electrică

HX6483/52


Repere

Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*




Capul de periere C3 Premium Plaque Control oferă cea mai profundă curățare. Cu marginile moi și flexibile, perii se mulează pe forma suprafeței fiecărui dinte pentru a oferi o suprafață de contact de 4 ori mai mare*** și a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile*.

Prea multă presiune?



Pacienții pot să nu observe că își periază dinții prea intens, dar periuța lor de dinți nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienții încep să aplice presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

Moduri de curățare: Clean și Gum Care



Fie că vrei să te concentrezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau pe obținerea și menținerea unor gingii sănătoase, această periuță are un

mod pentru tine: modul Clean asigură o curățare superioară, în timp ce modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la intensitate redusă, pentru a-ți masa delicat gingiile.

Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

Memento-uri inteligente de înlocuire




Toate capetele de periere se uzează în timp. Avem însă soluția: tehnologia noastră inteligentă de recunoaștere a capului de periere monitorizează cât timp pacienții au folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, sunt anunțați printr-un indicator luminos pe mâner. Astfel, pot avea siguranța că obțin rezultate mereu optime de la capul de periere.

Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

Cronometre utile



QuadPacer anunță pacienții când au acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer îi înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

ProtectiveClean 4700

Periuță de dinți sonică electrică

HX6483/52

Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Alb cu verde mentă

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Capete de periere: 1 cap C3 Premium Plaque Control, 1 cap G3 Premium Gum Care, 1 cap W2c Optimal White compact

Toc de transport: Toc rezistent de transport

Încărcător: 1

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea cariilor

Performanță: Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Gum Care: Masează delicat gingiile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

