

PHILIPS

sonicare

Duopack - Sonische,
elektrische tandenborstels

2 Series

1 poetsstand

2 handvatten

2 opzetborstels

2 reistassen



HX6232/59



Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

*Vergeleken met een handtandenborstel

Superieure tandplakverwijdering met één druk op de knop

Helpt u de aanbevelingen van de tandarts op te volgen

- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen
- SmarTimer helpt u de aanbevolen poetstijd aan te houden

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Het EasyStart-programma helpt u om te wennen aan de tandenborstel bij overgang van een handtandenborstel

Superieure reiniging die u kunt zien en voelen


- Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen
- Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Aanbevolen door tandartsen overal ter wereld

- Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen

Kenmerken

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak



Verwijdert tot wel 7x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel

Helpt gaatjes verminderen




Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een betere toegang tot de kiezen; dagelijks tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan helpen om gaatjes te verminderen

Betere toegang tot de kiezen



Deze tandenborstel verwijdert tandplak en heeft een slanke opzetborstel met een gebogen hals die beter bij de kiezen en moeilijk bereikbare plaatsen komt.

EasyStart



De EasyStart-functie past de sterkte van de tandenborstel aan tijdens de eerste 14 poetsbeurten om u te laten wennen aan de Sonicare-ervaring, voor een gestroomlijnde overgang van een handtandenborstel

Quadpacer



Voorzien van een Quadpacer-intervaltimer om het grondig poetsen van de hele mond te stimuleren. De tandenborstel geeft iedere 30

seconden een pieptoon, wat betekent dat het tijd is om een ander deel van de mond te poetsen.

SmarTimer



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel heeft een speciale SmarTimer om u te helpen de door tandartsen aanbevolen poetstijd van twee minuten aan te houden

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: NiMh

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 DiamondClean-standaardborstel

Handvatten: 2 2-serie

Docking station: 1

Reisetui: 2

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen

Prestaties: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

