

Philips Sonicare AirFloss
Ultra
Boquillas interdetales

2 boquillas

HX8032/23



Un triple chorro para encías más saludables

Es eficaz en el caso de aquellos que utilizan poco el hilo dental

Para lograr una limpieza más efectiva, las boquillas Philips Sonicare AirFloss Ultra se deben reemplazar cada seis meses. AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la biopelícula de placa en el área tratada*.

Diseñado pensando en vos

- Punta de dirección

Limpieza superior

- Boquilla de alto rendimiento

PHILIPS
sonicare

Boquillas interdentales
2 boquillas

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color de la boquilla: Gris

Facilidad de uso

- Accesorio de boquilla: Se pone y se quita fácilmente

Elementos incluidos

- Boquilla AirFloss Ultra: 2


Rendimiento de limpieza

- Para obtener mejores resultados: Sustituya la boquilla cada 6 meses

HX8032/23

Destacados

Punta de dirección



Ayuda a asegurar una posición correcta. Desplázate a lo largo de la superficie de los dientes, cerca de las encías, hasta que la punta calce en los surcos entre los dientes

Boquilla de alto rendimiento



Tiene una punta más suave para ofrecer comodidad mejorada y un pulverizador más amplio para cubrir una mayor superficie interdental de encías y dientes.



Fecha de publicación
2023-04-24

Versión: 2.0.1

EAN: 87 10103 83610 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* En un estudio de laboratorio, los resultados reales que se presentan al interior de la boca pueden variar.