

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

2 Series gum health

1 modo

1 cabezal de cepillado



HX6231/12

Mejora la salud de las encías en hasta un 100 %*

*en comparación con un cepillo dental manual

Ofrece una eliminación superior de la placa y un mejor cuidado de las encías a través de un cepillo de dientes eléctrico fácil de usar que ayuda a evitar y reducir los primeros síntomas de enfermedad de las encías. Además, te proporciona la experiencia de cepillado más cómoda

Te guía para que sigas las recomendaciones del dentista

- SmarTimer te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado recomendado

Mejora la salud de las encías frente a un cepillo dental manual

- Mejor que un cepillo dental manual para la gingivitis
- Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías
- La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- El programa EasyStart te ayuda en la adaptación desde el cepillado manual

Recomendado por dentistas profesionales de todo el mundo

- Se ha demostrado que mejora la salud de las encías de 3 formas
- Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

2 Series gum health

Cepillo dental eléctrico sónico

HX6231/12

Destacados

Mejora la salud de las encías de 3 formas



Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado

Evita y reduce la gingivitis



Con una eliminación de la placa superior a lo largo de la línea de las encías, este cepillo dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un 100 % mejor que el cepillado manual en dos semanas.

Elimina hasta 6 veces más placa



Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías que el cepillado manual.

Tecnología sónica




Nuestra tecnología sónica genera una exclusiva acción de limpieza dinámica que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior a la vez que suave

Seguro y suave



El suave movimiento de este potente cepillo dental Philips Sonicare es seguro en trabajos dentales, incluidos ortodoncias, implantes y carillas, así que puedes cepillarte sin preocupaciones.

EasyStart



La función EasyStart ajusta el nivel de potencia del cepillado en los primeros 14 usos para ayudar a que te habitúes a la experiencia de Sonicare, optimizando la transición desde el cepillado manual.

SmarTimer



Este potente cepillo dental Philips Sonicare dispone una función SmarTimer especial que te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado de dos minutos recomendado por los dentistas

2 Series gum health

Cepillo dental eléctrico sónico

HX6231/12

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Tipo de batería: NiMH

Diseño y acabado

Color: Blanco y azul acerado

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Mangos: Serie 1 2 para salud de las encías

Cabezales: 1 ProResults para cuidado de las encías

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Rendimiento: Elimina hasta 6 veces más placa*

Temporizador: SmarTimer

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

