



Philips Sonicare 3 Series
Cepillo dental eléctrico
sónico

1 modo

3 ajustes de intensidad
1 cabezal de cepillado

HX6681/28

Mejora la salud de las encías en hasta un 100%*

* más que un cepillado manual

Ofrece una excelente eliminación del sarro y un mejor cuidado de las encías a través de un cepillo de dientes eléctrico fácil de usar que ayuda a evitar y reducir los primeros síntomas de enfermedad de las encías. Además, te proporciona la experiencia de cepillado más cómoda

Te guía para que sigas las recomendaciones del dentista

- Smartimer lo ayuda a cumplir con el tiempo de cepillado recomendado
- El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

Mejora la salud de las encías frente a un cepillo dental manual

- Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes
- Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare
- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- Tres ajustes de intensidad para disfrutar de una experiencia suave


PHILIPS

sonicare

Cepillo dental eléctrico sónico
1 modo 3 ajustes de intensidad, 1 cabezal de cepillado

Destacados

Tres ajustes de intensidad



Con tres ajustes de intensidad personalizables (bajo, medio y alto) para que puedas seleccionar el nivel de potencia adecuado y garantizar que el cepillado a lo largo de la línea de las encías te resulte cómodo. Después de 1,5 segundos de cepillado, deberás pulsar dos veces el botón de encendido para cambiar de modo. Una vez para detener el cepillado y dos veces para cambiar.

Cerdas extralargas




El cabezal del cepillo InterCare tiene una alta densidad de cerdas extralargas de gran calidad para combatir la placa oculta que queda atrapada entre los dientes. Se ha probado clínicamente que reduce la inflamación y el sangrado gingival en tan solo 2 semanas.

Movimiento sónico maximizado



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Quadpacer



Dispone de un temporizador de intervalos Quadpacer que ayuda a fomentar el cepillado profundo de toda la boca. El cepillo dental emite un pitido cada 30 segundos para indicar que es momento de pasar a otra zona de la boca.

Llega en profundidad entre los dientes



El cepillo dental sónico para cuidado de las encías Philips Sonicare serie 3 alcanza las áreas más profundas entre los dientes para entregar una eliminación superior de la placa. Se ha demostrado clínicamente que elimina 7 veces más placa entre los dientes que un cepillo dental manual.

Smartimer



Este potente cepillo dental Philips Sonicare dispone de una función Smartimer especial que lo ayuda a cumplir con el tiempo de cepillado de dos minutos que recomiendan los dentistas

HX6681/28

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Humo blanco

Potencia eléctrica

- Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

- Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía): Hasta 3 semanas**
- Batería: Recargable
- Tipo de batería: Iones de litio

Servicio

- Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

- Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería
- Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales fáciles de montar
- Asa: Diseño delgado y ergonómico
- Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas**

Elementos incluidos

- Cabezales de cepillado: 1 InterCare estándar
- Cargador: 1
- Mangos: 1 serie 3 para salud de las encías

Rendimiento de limpieza

- Rendimiento: Elimina hasta 6 veces más placa*
- Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado por minuto
- Beneficios de salud: Protege la salud de sus encías
- Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Modos

- Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
- 3 niveles de intensidad: Bajo, Medio, Alta



Fecha de publicación
2022-05-01

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 38750 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
** se basa en dos periodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza