

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo de dientes  
eléctrico

2 Series

1 modo de limpieza

Incluye 1 cabezal de cepillado  
(DC)

HX6232/20



## Elimina hasta 7 veces más placa\*

\*en comparación con un cepillo dental manual

Te ofrece una eliminación superior de la placa con tan solo pulsar un botón

### Probado, mejora la higiene bucal

- Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
- Blanquea los dientes en solo una semana

### Diseñado para ti

- El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare
- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

### Proporciona una limpieza superior

- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

### Recomendado por dentistas profesionales de todo el mundo

- Mejor eliminación de la placa que ayuda a reducir las caries
- Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

## 2 Series

Cepillo de dientes eléctrico

HX6232/20

# Destacados

### Di adiós a la placa



Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.

### Dientes más blancos de forma natural



Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

### Ayuda a reducir las caries



Proporciona una mejor eliminación de la placa y un mejor acceso a los molares; el cepillado dos veces al día con este cepillo ayuda a reducir las caries

### Seguro y suave



El suave movimiento de este potente cepillo dental Philips Sonicare es seguro en trabajos dentales, incluidos ortodoncias, implantes y carillas, así que puedes cepillarte sin preocupaciones.

### Tecnología Philips Sonicare




Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

### Nueva rutina de forma sencilla



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un cierto periodo de adaptación. Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

### QuadPacer y SmarTimer



Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

## 2 Series

Cepillo de dientes eléctrico

HX6232/20

# Especificaciones

### Potencia

Tensión: 110-220 V

### Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Tipo de batería: NiMH

### Diseño y acabado

Color: Negro

### Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

### Fácil de usar

**Indicador de batería:** El indicador muestra el estado de la batería

**Mango:** Diseño compacto y ergonómico

**Sistema de cabezal de cepillado:** Cabezales de cepillado fáciles de montar

**Tiempo de cepillado:** Hasta 2 semanas

### Piezas incluidas

**Mango:** Serie 1 2

**Cabezales:** DiamondClean estándar de 2 W

**Cargador:** 1

### Rendimiento de limpieza

**Velocidad:** Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

**Beneficios para la salud:** Ayuda a reducir las caries

**Rendimiento:** Elimina hasta 7 veces más placa\*

**Temporizador:** QuadPacer y SmarTimer

### Modos

**Limpieza:** Para una limpieza diaria excepcional

