

Cepillo dental eléctrico sónico

DailyClean 2100

1 modo

1 cabezal del cepillo



HX3281/20

# Se ha demostrado clínicamente que ofrece una limpieza superior\*

Elimina hasta 3 veces más sarro\*

Diseñado para ser el cepillo dental eléctrico perfecto para los usuarios habituados a la limpieza manual. Sentirá que es la primera vez que se cepilla los dientes de verdad.

### Optimización de la higiene bucal comprobada

• Eliminación de hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual

### Diseñado pensando en usted

- Los temporizadores fomentan un cepillado profundo de dos minutos
- Gracias al programa EasyStart, puede crear su rutina con Philips Sonicare

### Tecnología innovadora

• Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

### **Optimice su cepillado**

- Duración de la batería
- Sistema de cabezal del cepillo de fácil montaje

### Destacados

### **Tecnología Philips Sonicare**



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

### Di adiós al sarro



Las cerdas de alta densidad y calidad eliminan hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual. Además, las cerdas se adaptan a la forma de los dientes, para que puedas limpiar fácilmente las zonas más difíciles de alcanzar.

### **QuadPacer y Smartimer**



Solo se demora dos minutos en cepillar en profundidad sus dientes. Gracias a nuestro QuadPacer, puede saber cuánto tiempo es el óptimo en cada sección de la boca, y Smartimer señala el final del tiempo de cepillado. En conjunto, ambas funciones le permiten emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

### Nueva rutina sencilla



Comenzar algo nuevo puede requerir cierto tiempo de adaptación. Nuestro programa EasyStart le ofrece la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de su nuevo cepillo dental.

### Duración de la batería



Dura hasta 14 días entre cada carga.

### Sistema de cabezal del cepillo de fácil montaie



El cabezal del cepillo se coloca en el mango y se quita de él con un clic para fijarlo de forma segura y facilitar la limpieza y mantenimiento. Es compatible con los mangos de cepillos Philips Sonicare, PowerUp Battery y Essence+/Elite+/CleanCare+.

## Especificaciones

### Energía

Voltaje: 110-220 V

### **Especificaciones técnicas**

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía): Hasta 14 días

Batería: Recargable
Tipo de batería: NiMH

### Diseño y acabado

Color: Azul medio

#### Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

#### Fácil de usar

Mango: Diseño ergonómico Sistema de cabezal del cepillo: Cabezales fáciles de montar

### **Piezas incluidas**

Mango: 1 DailyClean 2100

Cabezales de cepillado: 1 C1 SimplyClean

estándar Cargador: 1

### Limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa\* Temporizador: Quadpacer y Smartimer Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado por minuto

### Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares. Fecha de publicación 2025-05-05 Versión: 1.0.1

EAN: 87 10103 83606 3

www.philips.com



\* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental