

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ExpertClean 4700

Вбудований датчик тиску

2 режими, 3 рівні інтенсивності

1 функція BrushSync

із дезінфікуючим блоком



HX6483/53



Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

Усуває до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 10 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Кращий контакт із поверхнею для усунення нальоту

Innovative technology

- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Чистить зуби краще

- Режим чищення та турботи про ясна

Створено для ваших пацієнтів

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки
- Заохочення до ретельного чищення

Дезінфікуючий блок з УФ-лампою вбиває мікроби на насадках

- Рефлектор поширює дезінфікуюче світло на насадку для щітки

Основні особливості

Усуває до 10 разів більше нальоту*




Насадка для щітки C3 Premium Plaque Control забезпечує наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м'якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

Забгато тиску?



На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Режим чищення та турботи про ясна




Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи подбати про здоров'я ясен? Ця щітка має потрібний вам режим: режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим турботи про ясна додає додаткову хвилину чищення з меншою потужністю для лагідного масажу ясен.

Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Розумне нагадування про заміну




Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Корисні таймери



Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Дезінфікуюче світло



Рефлектор дезінфікуючого блока з УФ-лампою поширює дезінфікуюче світло навколо всього верху насадки для щітки для оптимальних результатів.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий і м'ятний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White compact

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Дезінфікуючий блок з УФ-лампою: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Ефективність: Усуває до 10 разів більше нальоту*

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки віброє, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

3 рівні інтенсивності: Низький, Середній, Високий

Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна

Технологія інтелектуальних датчиків

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

