

PHILIPS

sonicare

2-serie Plaque
Defense

2 Series plaque
control

1 poetsstand

1 opzetborstel

Tongschraper en tongspray



HX6238/10



Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

*Vergeleken met een handtandenborstel

Superieure tandplakverwijdering met één druk op de knop

Een krachtige combinatie van ingrediënten

- Doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken

Innovatieve technologie

- 240 MicroBristles voor een zachte, grondige reiniging
- Van tandenborstel naar tongreiniger in slechts één klik
- Reinig uw tong met Philips Sonicare

Superieure reiniging die u kunt zien en voelen

- Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
- Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen
- Moeilijk bereikbare plaatsen worden beter gereinigd dan met een gewone tandenborstel
- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Aanbevolen door tandartsen overal ter wereld

- Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen
- Veilig voor beugels, behandelde tanden en facings


Kenmerken

Helpt gaatjes verminderen



Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een betere toegang tot de kieren; dagelijks tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan helpen om gaatjes te verminderen

Tot 7 keer betere tandplakverwijdering



Verwijdert tot 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel voor een superieure reiniging

Opzetbare tongschraper



De TongueCare+ tongschraper, uitgerust met 240 rubberen MicroBristles, is speciaal ontworpen voor het reinigen van het zachte en poreuze oppervlak van uw tong. De flexibele MicroBristles volgen de randen en groeven en verwijderen zo opgehoopte bacteriën in combinatie met de antibacteriële BreathRx-tongspray. Dankzij de compacte vorm kunt u comfortabel de hele tong reinigen.

BreathRx-tongspray



De unieke combinatie van ingrediënten in onze Philips Sonicare BreathRx-tongspray doodt klinisch bewezen bacteriën die een slechte adem veroorzaken en neutraliseert direct geuren. De speciale dikke formule bedekt de tong en houdt deze gesmeerd voor een zachte reiniging. De muntsmaak zorgt ervoor dat uw mond weer fris en schoon voelt.

Sonisch vermogen



TongueCare+, de enige sonische tongschraper van Philips Sonicare, verwijdert met elke beweging bacteriën die een slechte adem veroorzaken. 31.000 trillingen per minuut maken korte metten met vuil op de tong, verwijderen bacteriën die een slechte adem veroorzaken en zorgen dat de antibacteriële ingrediënten van de BreathRx-tongspray diep binnendringen. Dankzij onze Philips Sonicare-technologie voelt uw tong schoner en blijft uw adem langer fris.


Gebruiksvriendelijk



TongueCare+ tongschrapers veranderen uw Philips Sonicare-tandenborstel snel in een sonische tongschraper. Elke tongschraper klikt u eenvoudig op uw Philips Sonicare-handvat, net zoals een normale opzetborstel. Deze

innovatieve tongschrapers zijn makkelijk te gebruiken, te vervangen en te reinigen en zijn geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten. Zo kunt u eenvoudig het reinigen van uw tong toevoegen aan uw dagelijkse mondverzorgingsroutine. Het product is geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten behalve PowerUp Battery en Essence.

Betere toegang tot de kieren



Deze tandenborstel verwijdert tandplak en heeft een slanke opzetborstel met een gebogen hals die beter bij de kieren en moeilijk bereikbare plaatsen komt.

Beter op moeilijk bereikbare plaatsen



De slanke, gebogen nek en het easy-grip handvat van deze tandenborstel helpen om moeilijk bereikbare plaatsen beter te reinigen dan met een gewone tandenborstel

Veilig en zacht



De zachte beweging van deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel is veilig voor behandelde tanden, inclusief beugels, implantaten en facings, zodat u zorgeloos kunt poetsen.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Hemelsblauw

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: NiMh

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 2-serie voor tandplakverwijdering

Docking station: 1

Opzetborstels: 1 ProResults voor tandplakverwijdering

Antibacteriële tong spray: 60 ml

Tongschraper: 1

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min

Prestaties: Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen

Timer: SmartTimer

Ingrediënten

Antibacteriële tong spray: 0,09% CPC, Zytex

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Houdbaarheid

Na openen: 6 maanden

Houdbaarheid tong spray: 36 maanden

