

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ProtectiveClean
5100

Beépített nyomásérzékelő

3 üzemmód

1 BrushSync funkció

Utazótok



HX6859/68

Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a kézi fogkeféhez képest.

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 100%-kal egészségesebbé teheti fogínyét, mint egy kézi fogkefével.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések esetén is
- Fehérbbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

Az Ön igényeihez tervezve

- Alapos fogmosásra ösztönöz
- Egyszerűbbé teszi az utazást

Innovatív technológia

- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejet
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket

Optimalizálja a fogmosást

- Három üzemmód közül választhat


Fénypontok

Természetesen fehérebb fogak



Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta közepső feltöltőbetét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.

Három üzemmód



Ez a fogkefe három üzemmód segítségével lehetővé teszi, hogy saját igényeire szabhassa a fogmosást. A Clean mód a hatékony tisztításhoz megfelelő. A White mód ideális a felületi lerakódások eltávolításához. A Gum Care mód pedig plusz egy perc kevésbé erős fogmosást biztosít, így biztosítva gyengéd masszírozást az ínynek.

Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és

héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Felügyeli a fogmosás során kifejtett nyomást



A túl erőteljes fogmosás károsíthatja a fogakat és az ínyt. Ennek megelőzése érdekében a Philips Sonicare ProtectiveClean gyengéd pulzáló hangot bocsát ki, emlékeztetve Önt, hogy enyhítse a nyomást.

BrushSync technológia




A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere- emlékeztetőt.

BrushSync csere- emlékeztető



Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban a BrushSync technológiánk nyomon követi, hogy mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény, illetve egy rövid hangjelzés figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkeféje jó munkát végez.

Hasznos időzítők



Szeretne egy időzítővel rendelkező elektromos fogkefét? A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a SmarTimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Praktikus utazótok és töltő



A prémium utazótokban higiénikusan tárolhatja a fogkefejét, a kompakt töltőalap pedig folyamatos feltöltöttséget biztosít. Egyetlen feltöltéssel két héten keresztül élvezheti a rendszeres használatot, azonban a töltő hosszabb utazásokat is lehetővé tesz.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 100–240 V, 50–60 Hz

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér és világoskék

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon világítani kezd

Tartozékok

Utazótok: 1

Töltő: 1

Kefe-fejek: 1 W2 Optimal White

Markolat: 1 ProtectiveClean

UV-fertőtlenítő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt, Segíti a fogszuvasodás

csökkentését

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használót

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

White: eltávolítja a felületi lerakódásokat

Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden átmasszírozza az ínyt

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefe-fejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

