

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

DailyClean 2100

1 poetsstand

2 opzetborstels



HX3212/61



## Klinisch bewezen betere reiniging\*

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering\*

Ontworpen als de perfecte tandenborstel voor de overstap van een handtandenborstel. Nu voelt u pas echt dat u uw tanden hebt gepoetst.

### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Verwijdert tot wel 3 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

### **Ontworpen voor u**

- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine

### **Innovatieve technologie**

- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

### **Optimaliseer het poetsen**

- Levensduur accu
- Systeem met opklikbare opzetborstel

## Kenmerken

### De enige echte sonische technologie




De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### Tandplak behoort tot het verleden



De dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot 3 keer meer plak dan een handtandenborstel. Daarnaast passen de contouren van de borstelharen zich aan aan de vorm van uw tanden zodat u ook de moeilijk te bereiken plekken gemakkelijk kunt reinigen.

### Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze Smartimer geeft een signaal wanneer de


totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

### Wen aan uw nieuwe routine




Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskracht toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

### Levensduur accu



Accu gaat tot 14 dagen mee voordat u opnieuw moet opladen.

### Systeem met opklikbare opzetborstel



U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor Philips Sonicare-tandenborstels en de PowerUp Battery-, Essence+/-/Elite+/-/CleanCare+-handvaten.

## Specificaties

### Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

### Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 14 dagen

Batterijtype: NiMH

### Ontwerp en afwerking

Kleur: Roze, Donkerblauw

### Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

### Gebruiksgemak

Handvat: Ergonomisch design

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

### Meegeleverde artikelen

Handvat: 2 DailyClean 2100

Docking station: 1

Opzetborstels: 2 C2 Optimal Plaque Defence

### Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot 3 keer meer tandplak\*

Timer: Quadpacer en Smartimer

### Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

