

PHILIPS

sonicare

Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

ProResults (2 шт.)

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Комплексне чищення

HX6012/07



Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

Бездоганна ефективність за чудовою ціною

Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною.

A brush head that fits multiple handles

- Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Складова кращого догляду за ротовою порожниною

Створена для оптимальної ефективності

- Оптимізована ефективність Philips Sonicare
- Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Thorough clean feeling in your mouth

- Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Основні особливості

Оптимізована ефективність



Ця насадка для зубної щітки Philips Sonicare повторює форму зубів і чистить важкодоступні місця.

Усуває до 2 разів більше нальоту



Ця насадка для щітки усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Максимальні звукові коливання



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Знімна система насадки для щітки




Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

Кращий догляд за ротовою порожниною



Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

Щетинки-індикатори



Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів замініть насадку для щітки кожні три місяці.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: HealthyWhite+, 2 Series plaque control, 3 Series gum health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, Series 1100, Серія 2100, Series 3100, ProtectiveClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900

Не підходить для: Philips One

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 стандартні ProResults

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває до 2 разів більше нальоту*

