

PHILIPS

sonicare



Elektrische tandenborstel
met SenseIQ - Champagne

DiamondClean Prestige

Tot 20x meer

tandplakverwijdering

Tot 15 x gezonder tandvlees

SenseIQ-technologie: past zich in
realtime aan

Oplaadstation + Prestige reisetui
met USB



HX9992/11

Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel

SenseIQ: analyseert, past aan, verzorgt

Maak kennis met onze geavanceerdste elektrische tandenborstel: de Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 met SenseIQ-technologie. Deze bewezen, intelligente sonische technologie detecteert de omstandigheden en past zich aan voor gepersonaliseerde mondverzorging.

Moeiteloos poetsen

- Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen
- Uw beste poetsstand kiezen
- Persoonlijke begeleiding en realtime feedback

Ontworpen voor uw lifestyle

- Ondersteuning met zorg
- Poets altijd optimaal dankzij een herinnering dat uw opzetborstel moet worden vervangen
- Levensduur batterij 14 dagen

Voel de zorg van Sonicare

- 20x effectiever tegen tandplak*, zacht voor het tandvlees
- SenseIQ-technologie voor een persoonlijke ervaring
- Sonicare Fluid Action

Kenmerken

Onze beste tandplakverwijdering



Iedereen poetst anders en daarom staan de borstelharen van deze opzetborstel in verschillende richtingen. Zo verwijdt u tandplak, ongeacht uw poetstechniek. Onze A3 All-in-One opzetborstel reinigt het grondigst en verwijdt tot wel 20x meer tandplak. Bovendien is uw tandvles 15x gezonder in zes weken en verwijdt u hiermee in nog geen twee dagen tot wel 100% meer verkleuringen dan met een handtandenborstel.

SenseIQ-technologie



SenseIQ-technologie helpt uw poetsstijl in balans te brengen en detecteert uw druk, bewegingen en dekking tijdens het poetsen tot wel 100 keer per seconde. Als u te veel druk gebruikt, past de tandenborstel automatisch het intensiteitsniveau aan om uw tanden en tandvles te beschermen.

Sonicare Fluid Action




Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvles zacht en effectief met tot wel 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvlesrand te spuiten.

Visuele druksensor



Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvles te beschermen.

Modi en intensiteiten



Verbeter uw mondverzorgingsroutine met 15 poetsstanden. Of u nu grondig wilt reinigen of een specifiek aandachtsgebied hebt, deze elektrische tandenborstel voldoet aan al uw behoeften. Kies uit vijf modi: Clean, White+, Gum Health, Deep Clean en Sensitive. Vervolgens stelt u de intensiteit in op een van de drie niveaus voor een gepersonaliseerde reiniging. Open de app, kies uw voorkeuren en uw tandenborstel doet de rest.

Sonicare-app



Bereik uw mondhygiënedoelen met uw Sonicare-tandenborstel en -app. De twee werken naadloos samen, zodat u profiteert van realtime coaching, persoonlijke begeleiding en inzichten op maat die u helpen uw poetsroutine te verbeteren. Houd uw voortgang bij, verbeter uw techniek en ontvang voortdurend feedback zodat u elke poetsbeurt optimaal benut. Samen zijn jullie een geweldig team. Daarnaast zorgt automatische synchronisatie ervoor dat uw poetsgegevens in de app worden bijgewerkt wanneer u een keer zonder de app in de buurt poetst.

DiamondClean Prestige

Elektrische tandenborstel met SenseIQ - Champagne

HX9992/11


Kenmerken

Eersteklas ontwerp en accessoires



Van het slanke design tot de geavanceerde oplader, aan elk detail van deze elektrische tandenborstel is de grootste zorg besteed door onze toegewijde ontwerpers en technici. Bovendien kunt u dankzij het meegeleverde laadreisetui uw mondverzorgingsroutine ook als u niet thuis bent gewoon voortzetten.

Vervangingsherinnering



Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak

en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.

Levensduur accu



Met een volledig opgeladen tandenborstel kunt u tot wel 14 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

Specificaties

Intensiteiten

Hoog: Om nog beter schoon te maken

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Vermogen

Stroomvoorziening: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,06 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Champagne

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Softwareondersteuning: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

Compatibiliteit

Draadloze Bluetooth-technologie: Connected Sonicare-app

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons

met Bluetooth 4.0 en hoger

Compatibel met iOS: iPhone met Bluetooth 4.0 en hoger

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank en compact ontwerp

Timer: BrushPacer en SmartTimer

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean Prestige 9900

Opzetborstels: 1 A3 alles-in-één

Reisetui: 1 Prestige oplaadresetui met USB

Docking station: 1 oplader en standaard

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: 20x effectiever*

Gum Health: Tot 15x gezonder tandvlees***

Wittere tanden: Verwijder tot wel 100% meer vlekken**

Snelheid: 62.000 borstelbewegingen/min.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Gum Health: Zachte massage van het tandvlees

White+: Helpt oppervlaktevlekken te verwijderen

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars branden, Trilling en pulserend geluid

Vervangingsherinnering: Laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

SenseIQ: Het poetsen wordt automatisch aangepast aan de druk en bewegingen

Sonicare-app

Bijhouden en voortgangsrapporten: Houd uw poetsgewoonten en verbeteringen bij met behulp van uitgebreide gegevens en persoonlijke inzichten.

Realtime coaching met SenseIQ: Krijg direct feedback over de druk, beweging en dekking, zodat u uw poetstechnieken kunt verbeteren.

Persoonlijke begeleiding: Krijg poetstips op maat, afgestemd op uw poetspatronen en -gewoonten.

