



Philips Sonicare i InterCare
Standartinės „Sonic“ dantų
šepetėlio galvutės

2 vnt.

Standartinis dydis

Įstatoma

„BrushSync“ režimas-poravimas

HX9002/10

Giliau pasiekia tarp dantų. Geresnis valymas.*

Švaru tarp dantų ir sunkiai pasiekiamose vietose

Dėl pažangios šerelių tvirtinimo technologijos ir itin ilgų šerelių, palyginti su paprastu dantų šepetėliu, su „InterCare“ pašalinsite 7 kartus daugiau apnašų iš tarpdančių, todėl jau po dviejų savaitių galėsite džiaugtis sveikesnėmis dantenomis.

Innovative technology

- Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Designed to optimize performance

- Išbandyta, kad patenkintų burnos sveikatos poreikius
- Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti
- Visada žinokite, kada laikas keisti. Visada valykitės veiksmingai.

For exceptional gum care

- Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

For exceptional plaque removal

- Pašalinkite iki 7 kartų daugiau apnašų su mūsų „InterCare“ šepetėlio galvute*

PHILIPS
sonicare


Ypatybės

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų




Uždėkite mūsų „InterCare“ šepetėlio galvutę, kad dantenos taptų sveikesnės vos per 2 savaites. Itin ilgi šereliai lengviau pašalina daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose ir tarpdančiuose, kad dantenos būtų sveikos.

Itin ilgi šereliai



„InterCare“ šepetėlio galvutė turi itin ilgus, tankius, geros kokybės šerelius, kurie valo giliai tarpdančiuose pasislėpusias apnašas. Kliniškai įrodyta, kad vos per 2 savaites sumažėja dantenų kraujavimas ir uždegimas.

„BrushSync™“ režimas-poravimas



Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo

funkcija**. Šepetėlio galvutė „InterCare“ sinchronizuojasi su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“**, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad valymas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.

Keičiamos šepetėlio galvutės



Po 3 naudojimo mėnesių šepetėlių galvutės valo nebe taip veiksmingai. Naudojant „BrushSync™“ jums bus apie tai priminta anksčiau, nei taip nutiks. Išmanusis dantų šepetėlis seks, kaip dažnai ir kaip stipriai valotės šepetėliu, ir praneš, kai ateis laikas pakeisti galvutę. Neturite išmaniojo dantų šepetėlio „Philips Sonicare“? Tiesiog stebėkite mėlynus šerelius, kai jie taps balti, laikas šepetėlio galvutę pakeisti nauja.

Lengvai įstatoma



Šepetėlio galvutė „InterCare“ puikiai tiks bet kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips Sonicare“, išskyrus „PowerUp Battery“ ir

„Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas lengva keisti ir lengva su jomis valyti dantis.

Vienintelė tikra technologija „Sonic“



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Valymasis šepetėliu nesijaudinant



Visos šepetėlių galvutės „Philips Sonicare“ saugiai ir švelniai valo dantis ir dantenas. Bandymų metu kiekviena šepetėlio galvutė išbandoma jos tempu, kad būtų užtikrinta, jog kaskart valant galvutės yra patvarios ir valo išskirtinai gerai.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta

Dizainas ir apdaila

- Standūs šereliai: Vidutinis
- Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva
- Dydis: Įprastas

Suderinamumas

- Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma
- Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3 serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“, „DiamondClean Smart“, „EasyClean“, „Essence+“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“, „FlexCare Platinum Connected“, „FlexCare+“, vaikams,

- „HealthyWhite“, „HealthyWhite+“, „PowerUp“, „ProtectiveClean“, 1100 serija, 2100 serija, 3100 serija, „Prestige 9900“, „DiamondClean 9000“
- „BrushSync“ režimas-poravimas

Pridėti priedai

- Šepetėlių galvutės: 2 „InterCare“

Kokybė ir funkcionalumas

- Pakeitimas: Kas 3 mėnesius
- Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

Nauda sveikatai

- Dantenų sveikata: Geresnė dantenų sveikata per 2 savaites
- Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų*



Išleidimo data 2022-08-22

Versija: 2.2.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis
* „BrushSync“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync“