

PHILIPS

sonicare

Насадки для чистки
языка

TongueCare+

2 шт. в упаковке

Сменные

Без латекса

Функция подключения BrushSync

HX8072/11



Технология очистки языка от Philips Sonicare

Уникальный скребок для языка с технологией Sonicare

Зубная щетка Philips Sonicare может легко стать скребком для языка. Чистящая насадка для языка TongueCare+ с особым дизайном и микрощетинками действует еще эффективнее благодаря спрею Philip Sonicare BreathRx.

An easy addition to your oral care routine


- Зубная щетка становится скребком для языка одним нажатием
- Удаление налета на всей поверхности

Innovative technology

- Автоматическое подключение к зубной щетке
- 240 микрощетинок для бережной и эффективной чистки
- Технология очистки языка от Philips Sonicare


Основные особенности

Простая установка



Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.


Тщательная чистка языка



Наслаждайтесь идеальной чистотой благодаря эффективному удалению налета на всей поверхности языка. Скребок TongueCare+ с эргономичной конструкцией обеспечивает по-настоящему комфортную чистку. Небольшая гибкая насадка


позволяет с легкостью удалять бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, в любых труднодоступных участках.

Интеллектуальная функция подключения



Инновационная насадка для чистки языка TongueCare+ оснащена встроенным микропроцессором, который обеспечивает соединение с зубной щеткой. При установке скребка для языка зубная щетка автоматически распознает его и выбирает соответствующий режим и уровень интенсивности для оптимальной чистки языка. Вам потребуется только нажать на кнопку включения.

Микрощетинки



Скребок для языка TongueCare+ с 240 резиновыми микрощетинками специально разработан для очистки мягкой и пористой поверхности языка. Гибкие микрощетинки повторяют форму языка и мягко очищают все неровности, предотвращая скопление

бактерий. Эффект закрепляется антибактериальным спреем Philips Sonicare BreathRx. Компактный размер скребка гарантирует комфортную чистку всей поверхности языка.

Звуковая технология



Скребок для языка TongueCare+ работает по технологии Philips Sonicare: при каждом движении он удаляет бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Благодаря частоте 31 000 вибраций в минуту устраняются вредные бактерии и налет на языке, что позволяет антибактериальному спрею Philips Sonicare BreathRx действовать более эффективно. Оцените ощущение чистоты и длительной свежести дыхания.

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Черный

Материал

Эластомер: Без латекса

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque Control, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Серия 1100,

Серия 2100, Серия 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000, ProtectiveClean

Функция подключения BrushSync

В комплекте

Насадки: 2 насадки для чистки языка TongueCare+

