

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental
eléctrico sónico

5 Series gum health

2 modos

6 ajustes personalizables

4 cabezales de cepillado

1 cepillo lingual



HX8935/33

Encías más sanas en solo dos semanas

Reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado de las encías

Elimina la placa y cuida las encías para prevenir y reducir los primeros síntomas de enfermedad de las encías. Además, proporciona la experiencia de cepillado más cómoda. Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado.

Probado, mejora la higiene bucal

- Se ha demostrado que mejora la salud de las encías de 3 formas
- Mejor que un cepillo dental manual para la gingivitis
- Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías

Guides you to follow dental recommendations

- El temporizador de intervalos QuadPacer fomenta el cepillado completo
- El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- Modo de limpieza y cuidado mejorado de las encías
- 6 ajustes personalizables

Provides a superior and gentle clean

- La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes
- Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

5 Series gum health

Cepillo dental eléctrico sónico

HX8935/33

Destacados

Mejora la salud de las encías de 3 formas



Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado

Elimina hasta 6 veces más placa



Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías que el cepillado manual.

Evita y reduce la gingivitis



Con una eliminación de la placa superior a lo largo de la línea de las encías, este cepillo dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un 100 % mejor que el cepillado manual en dos semanas.

Seguro y suave



El suave movimiento de este potente cepillo dental Philips Sonicare es seguro en trabajos dentales, incluidos ortodoncias, implantes y carillas, así que puedes cepillarte sin preocupaciones.

Tecnología sónica




Nuestra tecnología sónica genera una exclusiva acción de limpieza dinámica que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior a la vez que suave

6 ajustes personalizables



El cepillo dental Philips Sonicare te permite mezclar y combinar los diferentes modos (modo Limpieza, modo Cuidado mejorado las encías) y las 3 intensidades para disfrutar de la máxima comodidad y la mejor limpieza.

Modo de limpieza y cuidado mejorado de las encías



El modo Limpieza ofrece la eliminación de placa definitiva en dos minutos (el tiempo de cepillado que recomiendan los profesionales dentales). Por otra parte, el modo Cuidado mejorado de las encías estimula y masajea suavemente las encías.

SmarTimer



El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

QuadPacer



El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y te avisa para que sigas por otro para obtener una limpieza más consistente en toda la boca



5 Series gum health

Cepillo dental eléctrico sónico

HX8935/33

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas **

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Azul mate

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **

Piezas incluidas

Mangos: 1 Serie 5 para el cuidado de las encías

Cabezales: 1 ProResults estándar, 2 Sensible estándar, 1 ProResults para cuidado de las encías

Estuche de viaje: 1

Cargador: 1

Cepillo lingual: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 6 veces más placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Cuidado mejorado de las encías: Estimula las encías

