


Philips Sonicare
Limpieza completa

5 modos de limpieza

Incluye 1 cabezal de cepillado
(DC)
Estuche viaje con USB y vaso
cargador



HX8491/03

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

Diseñado para usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**

Improves oral health

- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para el cuidado de las encías**
- Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***
- Ayudan a evitar las caries entre los dientes
- Blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual

Provides a superior clean

- Cabezal de cepillado DiamondClean para disfrutar del mejor blanqueamiento de Sonicare
- Diseñado para maximizar el movimiento sónico

Superior technology

- Boquilla de alto rendimiento
- Tecnología de aire y microgotas
- Ajuste personalizable de triple ráfaga

PHILIPS
sonicare

Limpeza completa

5 modos de limpeza Incluye 1 cabezal de cepillado (DC), Estuche viaje con USB y vaso cargador

HX8491/03

Destacados

Blanquea los dientes hasta dos veces más




Este cepillo dental Philips Sonicare blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual en solo 1 semana. Elimina hasta un 100 % más de manchas para obtener unos dientes más blancos en solo una semana.

Movimiento sónico maximizado




Los cabezales de cepillado Philips Sonicare son fundamentales para nuestra tecnología de alta frecuencia y gran amplitud de movimiento del cepillo con más de 31 000 movimientos. Nuestra incomparable tecnología sónica transfiere toda la potencia del mango hasta la punta del cabezal de cepillado. Este movimiento sónico crea una acción de fluido dinámico que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior, a la vez que suave.

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa




AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.**

Tecnología de microgotas




Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Comienza fácilmente un hábito saludable



La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable.

Encías más sanas



Se ha demostrado clínicamente que Philips Sonicare AirFloss Ultra mejora la salud de las encías tanto como el hilo dental.** Ayuda a mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

Limpiamos en solo 60 segundos



Con AirFloss Ultra, solo tardarás 60 segundos al día en limpiarte toda la boca. Solo tienes que seleccionar la frecuencia de descarga (uno, dos o tres) y mantener pulsado el botón de activación para emitir ráfagas de forma continua o pulsarlo y soltarlo para utilizar el modo de ráfaga manual.

Ayudan a evitar las caries



Philips Sonicare AirFloss Ultra ayuda a evitar las caries y elimina suavemente la placa que el cepillo no ha eliminado.

Boquilla de alto rendimiento



La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss Ultra amplifica la potencia de nuestra tecnología de aire y microgotas para que resulte más eficaz y eficiente que nunca.

Limpieza completa

5 modos de limpieza Incluye 1 cabezal de cepillado (DC), Estuche viaje con USB y vaso cargador

HX8491/03

Especificaciones

Potencia

- Tensión: Cargador multivoltaje

Especificaciones técnicas

- Pila: Recargable
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de carga: Carga completa en 24 horas

Diseño y acabado

- Color: Negro

Servicios

- Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

- Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar
- Mango: Diseño compacto y ergonómico
- Pantalla: Pantalla iluminada
- Indicador de batería: Los indicadores LED del mango muestran el nivel de carga
- Duración de la batería: 1-3 semanas****
- Accesorio de boquilla: Se pone y se quita fácilmente

Piezas incluidas

- Estuche de viaje: Cargador de viaje USB
- Cargador: 1
- Cabezales: 1 DiamondClean estándar
- Mango: 1 DiamondClean

- Vaso cargador: 1
- Mango AirFloss Ultra: 1
- Boquilla AirFloss Ultra: 1

Rendimiento de limpieza

- Beneficios para la salud: Limpia toda la boca en 60 segundos, Mejora la salud de las encías en 2 semanas*
- Rendimiento: Elimina la placa hasta el 99,9 %**
- Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/ minuto
- Resultados clínicamente probados: Tan eficaz como el hilo dental, para mejorar la salud de las encías, para reducir la placa, para reducir el sangrado de las encías
- Ajustes personalizables: Ráfaga automática o manual, Una, dos o tres ráfagas***
- Para obtener los mejores resultados: Sustituye la boquilla cada 6 meses
- Beneficios del blanqueamiento: Dientes hasta dos veces más blancos*
- Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Modos

- Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
- Blanco: Elimina las manchas superficiales
- Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías
- Polaco: Abrillanta y pule tus dientes
- Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías



Fecha de emisión
2024-01-09

Versión: 5.0.2

EAN: 87 10103 81884 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* o te devolvemos el dinero

** cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.

*** En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar

**** Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

***** En función del ajuste de ráfaga utilizado