

# PHILIPS

## sonicare

Normaalit Sonic-  
harjaspäät

ProResults gum  
health

4 kpl

Normaali koko

Napsautettava

Parantaa ikenien terveyttä

HX9034/07



## Hellä ikenille, tehokas suoja plakkia vastaan. Huipputehokas plakin poisto ja terveemmät ikenet

Ikenien terveyttä edistävä Philips Sonicare ProResults -harjaspää on erinomainen valinta, kun haluat poistaa tehokkaasti plakkia ja hoitaa ikeniäsi. Ota hellävarainen hammasharja osaksi päivittäistä suunhoitoasi.

### Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

- Toimii minkä tahansa kiinninapsautettavan Philips Sonicare -hammasharjan kanssa

### Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Keskeinen osa tehokasta suunhoitoa

### Poistaa tehokkaasti plakkia ja hoitaa ikeniä

- Poistaa jopa 6 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

### Optimoi suorituskyvyn

- Muistutusharjokset varmistavat tehokkaan puhdistuksen
- Suunniteltu parantamaan ikenien terveyttä
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

## Kohokohdat

### Entistä hellävaraisempi puhdistus



Philips Sonicare -harjaspään laadukkaat ja tiheät harjakset poistavat plakkia tehokkaasti ja parantavat ikenien terveyttä. Erikoisvalmisteisilla kaarevilla harjaksilla puhdistat helposti myös takahampaat. Pehmeä reunaprofiili tekee harjaamisesta hellävaraisempaa.

### Poistaa jopa 6 kertaa tehokkaammin plakkia



Ikenien terveyttä parantavan Philips Sonicare ProResults -harjaspään teho on kliinisesti todistettu. Jo neljän viikon käytön jälkeen se poistaa jopa 6 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja.

### Maksimoitu harjausliike



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-teknikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

### Kiinninapsautettava harjaspääjärjestelmä




Harjaspää kiinnitetään runkoon ja irrotetaan siitä kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää pysyy jämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus on helppoa. Harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -runkoihin PowerUp Battery- ja Essence-malleja lukuun ottamatta.

### Terveempi suu



Kuten kaikki aidot Philips Sonicare -harjaspäät, tämäkin harjaspää on hellävarainen hampaille ja ikenille. Jokaisen harjaspään toimivuus, kestävyys ja laatu on tarkasti testattu.

### Muistutusharjakset



Harjaspäät muuttuvat taipuisammiksi ja kuluvat normaalikäytössä muutamassa kuukaudessa. Siniset muistutusharjakset muuttuvat vähitellen valkoisiksi, joten niistä näkee, milloin ne on vaihdettava. Saat parhaan tuloksen vaihtamalla harjaspään kolmen kuukauden välein.

## Tekniset tiedot

### Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: Pehmeä

Väri: Valkoinen

Muistutusharjakset: Vaalenevät siniset harjakset

Koko: Vakio

### Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

Sopii näihin malleihin: HealthyWhite+, 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja ikenien hyvinvointiin, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, lapsille, HealthyWhite

### Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 4 ProResults-harjaspäätä ikenien hyvinvointiin

### Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

### Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa jopa 6 kertaa tehokkaammin plakkia\*

Ikenien hyvinvointi: Parantaa ikenien terveyttä jopa 100 %

