



Philips Sonicare ProResults  
Cabezas de cepillado  
sónicos estándar

Paquete de 4 unidades

Tamaño estándar  
Fácil montaje  
Limpieza completa

HX6014/07



Rendimiento superior.\* Calidad garantizada.

Rendimiento superior con una gran relación calidad-precio

Como uno de nuestros cabezales de cepillado insignia, Philips Sonicare ProResults es perfecto para usuarios nuevos o actuales de Sonicare que simplemente deseen disfrutar de la auténtica experiencia de limpieza de Sonicare a una relación calidad-precio increíble.

**Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos**

- Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on

**Probado, mejora la higiene bucal**

- Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal

**Diseñado para optimizar el rendimiento**

- Rendimiento optimizado Philips Sonicare
- Las cerdas de cepillo con aviso garantizan la limpieza más eficaz
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

**Sensación de limpieza en profundidad para tu boca**

- Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Destacados

### Rendimiento optimizado



Este cabezal de cepillado Philips Sonicare dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de forma natural y llega hasta las zonas más difíciles.

### Elimina hasta 2 veces más placa



Este cabezal de cepillado elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

### Movimiento sónico maximizado



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

### Sistema de cabezal de cepillado de fácil montaje




El cabezal de cepillado se quita y se pone fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos. Se adapta a todos los mangos de cepillos Philips Sonicare, excepto PowerUp Battery y Essence.

### Higiene bucal superior



Al igual que todos los cabezales de cepillado marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo es seguro para los dientes y las encías. Todos los cabezales se han probado para garantizar que ofrecen un rendimiento y una durabilidad excepcionales.

### Cerdas de cepillo con aviso



A primera vista, puede que no sea evidente, pero los cabezales de cepillado pierden rigidez y se desgastan gradualmente con el uso normal a lo largo de los meses. Nuestras cerdas azules de aviso se vuelven blancas para ayudarte a saber cuándo ha llegado el momento de sustituir el cabezal. Para obtener los mejores resultados, sustituye el cabezal de cepillado cada tres meses.

## Especificaciones

### Diseño y acabado

- Color: Blanco

### Diseño y acabado

- Dureza de cerdas: Mediano
- Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de las cerdas va desapareciendo
- Tamaño: Estándar

### Compatibilidad

- Sistema de cabezal de cepillado: Fácil montaje
- Adecuado para estos modelos: HealthyWhite+, Serie 2 Control antiplaca, Serie 3 Cuidado de las encías, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Para niños, HealthyWhite

### Piezas incluidas

- Cabezales: 4 ProResults estándar

### Calidad y rendimiento

- Sustitución: Cada 3 meses
- Probado: para un uso óptimo

### Beneficios para la salud

- Eliminación de la placa: Elimina hasta 2 veces más placa\*



Fecha de emisión  
2021-12-31

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 36331 05

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual