

Philips Sonicare AirFloss  
Ultra  
AirFloss Ultra: limpiador  
interdental

2 boquillas

HX8438/01



## Encías más sanas en 2 semanas, garantizado\*

Diseñado para usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, AirFloss Ultra es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra\*\*\*\* puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.\*\*

### Improves oral health

- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para el cuidado de las encías\*\*
- Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa\*\*\*
- Ayudan a evitar las caries entre los dientes

### Superior technology

- Boquilla de alto rendimiento
- Tecnología de aire y microgotas
- Ajuste personalizable de triple ráfaga

### The easiest way to effectively clean between teeth

- La confianza total diaria de una boca fresca y limpia
- Se tardan solo 60 segundos: apuntar, pulsar y limpiar
- Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Destacados

### Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa




AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.\*\*\*

### Tecnología de microgotas



Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

### Comienza fácilmente un hábito saludable



La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable.

### Encías más sanas



Se ha demostrado clínicamente que Philips Sonicare AirFloss Ultra mejora la salud de las encías tanto como el hilo dental.\*\* Ayuda a mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

### Limpia en solo 60 segundos



Con AirFloss Ultra, solo tardarás 60 segundos al día en limpiarte toda la boca. Solo tienes que seleccionar la frecuencia de descarga (uno, dos o tres) y mantener pulsado el botón de activación para emitir ráfagas de forma continua o pulsarlo y soltarlo para utilizar el modo de ráfaga manual.

### Fresco y limpio con enjuague bucal



Llena el depósito del mango con enjuague bucal o agua y luego apunta y pulsa. Utilízalo con enjuague bucal para disfrutar de la experiencia

de frescor definitiva y las ventajas antimicrobianas.

### Ayudan a evitar las caries




Philips Sonicare AirFloss Ultra ayuda a evitar las caries y elimina suavemente la placa que el cepillo no ha eliminado.

### Boquilla de alto rendimiento



La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss Ultra amplifica la potencia de nuestra tecnología de aire y microgotas para que resulte más eficaz y eficiente que nunca.

### Personalización de triple ráfaga



La potente pulverización de AirFloss Ultra se puede personalizar a tu gusto, con uno, dos o tres chorros en cada pulsación del botón de activación.

# Especificaciones

## Potencia

- Tensión: Cargador multivoltaje

## Especificaciones técnicas

- Pila: Recargable
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de carga: Carga completa en 24 horas

## Diseño y acabado

- Color: Blanco con detalles en gris, Gris

## Servicios

- Garantía: Garantía limitada de dos años

## Fácil de usar

- Mango: Diseño compacto y ergonómico
- Indicador de batería: Los indicadores LED del mango muestran el nivel de carga
- Duración de la batería: 1-3 semanas\*\*\*\*\*
- Accesorio de boquilla: Se pone y se quita

fácilmente

## Piezas incluidas

- Cargador: 1
- Mango AirFloss Ultra: 1
- Boquilla AirFloss Ultra: 2

## Rendimiento de limpieza

- Rendimiento: Elimina la placa hasta el 99,9 %\*\*
- Beneficios para la salud: Limpia toda la boca en 60 segundos, Mejora la salud de las encías en 2 semanas\*
- Resultados clínicamente probados: Tan eficaz como el hilo dental, para mejorar la salud de las encías, para reducir la placa, para reducir el sangrado de las encías
- Ajustes personalizables: Ráfaga automática o manual, Una, dos o tres ráfagas\*\*\*
- Para obtener los mejores resultados: Sustituye la boquilla cada 6 meses



Fecha de emisión  
2023-04-24

Versión: 4.4.1

EAN: 87 10103 92854 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* o te devolvemos el dinero

\*\* cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.

\*\*\* En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar

\*\*\*\* Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

\*\*\*\*\* En función del ajuste de ráfaga utilizado