

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents électrique
avec application

ExpertClean 7300

Brossage connecté en toute
simplicité

Capteur de pression intégré

Reconnaissance intelligente de la
tête

3 modes et 3 intensités



HX9681/01

Technologie intelligente pour de saines habitudes bucco-dentaires

Une propreté complète adaptée aux besoins de vos patients

La brosse à dents Philips Sonicare ExpertClean aide chacun de vos patients à se brosser les dents correctement, grâce à une technologie de capteurs intelligents et à des rapports de progression. Ils bénéficieront d'un suivi de leurs habitudes et de conseils qui leur permettront d'améliorer leur technique de brossage ainsi que leurs habitudes d'hygiène bucco-dentaire.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire
- Des gencives préservées, pour une meilleure santé

Améliore la santé bucco-dentaire des patients


- Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines

Conçu pour votre patient

- 3 modes et 3 intensités
- Alerte les patients lorsque la batterie est faible
- Un nettoyage optimal, tous les jours
- Aide les patients à exercer le bon niveau de pression
- Aide les patients à acquérir de meilleures habitudes d'hygiène bucco-dentaire
- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux

Points forts

Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*




La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines



La tête de brosse G3 Premium Gum Care améliore la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.

Rapport de progression



Des capteurs contrôlent et mesurent les habitudes de brossage des patients, tandis que le manche Philips Sonicare ExpertClean fournit des indications en temps réel. L'application Philips Sonicare analyse les habitudes qu'elle a enregistrées au fil du temps, afin de générer un rapport de progression qui aide à acquérir une meilleure technique de brossage.

3 modes et 3 intensités



Les trois modes de brossage (Clean, Gum Health, Deep Clean+) ainsi que trois réglages d'intensité (Fort, Moyen, Faible) permettent aux patients de personnaliser leur brossage, pour un confort optimal et une propreté totale. Consultez les caractéristiques pour de plus amples informations sur les modes.


Reconnaissance intelligente de la tête de brosse



La puce intégrée aux têtes de brosse se synchronise avec le manche Philips Sonicare ExpertClean. Si un patient clipse une tête de

brosse C3 Premium Plaque Defense, G3 Premium Gum Care ou W3 Premium White, la brosse à dents sélectionne automatiquement le mode de brossage et l'intensité qui conviennent le mieux. Votre patient n'a plus qu'à se brosser les dents. Ainsi, les patients bénéficient des réglages qui correspondent à leurs besoins et leur permettent d'obtenir des performances optimales.

Capteur de pression



Si les patients exercent trop de pression, le capteur de pression intuitif vibre doucement pour leur indiquer en temps réel qu'ils doivent modérer le niveau de pression. Une étude réalisée aux États-Unis a démontré que 7 brosses « agressives » testées sur 10 réduisent leur pression de brossage grâce au capteur de pression.****

C3 Premium Plaque Defense



La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre.*

Points forts

Tête de brosse G3 Premium Gum Care



La tête de brosse G3 Premium Gum Care est incomparable pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines.

Remplacement de la tête de brosse



Les têtes de brosse montrent des signes de fatigue et de détérioration au bout de trois mois d'utilisation. Le manche Philips Sonicare ExpertClean offre une fonction de rappel précis et intelligent basé sur la fréquence, la durée et la pression de brossage des patients pour remplacer la tête de brosse. Lorsqu'il est temps de changer de tête de brosse, un voyant situé sur le manche alerte le patient, afin de maintenir des résultats optimaux.

Indicateur d'autonomie



Une charge complète permet trois semaines d'utilisation régulière du manche Philips Sonicare ExpertClean. L'indicateur d'autonomie s'allume afin d'alerter clairement les patients lorsque la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée.

ExpertClean 7300

Brosse à dents électrique avec application

HX9681/01

Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : App brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours***

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu ciel

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android, Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 ExpertClean

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care

Étui de voyage: 1

Chargeur: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Efficacité blancheur: Aide à éliminer

naturellement les taches

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Technologie BrushSync: Connecte le manche intelligent à, la tête de brosse intelligente



* de plus qu'une brosse à dents manuelle

** Par rapport au modèle DiamondClean

*** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard

**** Dans une étude concernant les utilisateurs de brosses à dents manuelles