

PHILIPS

sonicare

2-serie Plaque
Defense

2 Series plaque
control

1 poetsstand

1 opzetborstel



HX6201/15

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

*Vergeleken met een handtandenborstel

Superieure tandplakverwijdering met één druk op de knop

Helpt u de aanbevelingen van de tandarts op te volgen

- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen
- SmarTimer helpt u de aanbevolen poetstijd aan te houden

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Het EasyStart-programma helpt u om te wennen aan de tandenborstel bij overgang van een handtandenborstel

Superieure reiniging die u kunt zien en voelen

- Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
- Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen
- Moeilijk bereikbare plaatsen worden beter gereinigd dan met een gewone tandenborstel
- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Aanbevolen door tandartsen overal ter wereld

- Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen
- Veilig voor beugels, behandelde tanden en facings


Kenmerken

Helpt gaatjes verminderen



Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een betere toegang tot de kiezen; dagelijks tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan helpen om gaatjes te verminderen

Tot 7 keer betere tandplakverwijdering



Verwijdert tot 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel voor een superieure reiniging

Sonische technologie




Onze sonische technologie zorgt voor een unieke dynamische reinigingsfunctie die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor een grondige, maar zachte reiniging

Veilig en zacht




De zachte beweging van deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel is veilig voor behandelde tanden, inclusief beugels, implantaten en facings, zodat u zorgeloos kunt poetsen.

Betere toegang tot de kiezen




Deze tandenborstel verwijdert tandplak en heeft een slanke opzetborstel met een gebogen hals die beter bij de kiezen en moeilijk bereikbare plaatsen komt.

Beter op moeilijk bereikbare plaatsen



De slanke, gebogen nek en het easy-grip handvat van deze tandenborstel helpen om moeilijk bereikbare plaatsen beter te reinigen dan met een gewone tandenborstel

EasyStart



De EasyStart-functie past de sterkte van de tandenborstel aan tijdens de eerste 14 poetsbeurten om u te laten wennen aan de Sonicare-ervaring, voor een gestroomlijnde overgang van een handtandenborstel

SmarTimer



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel heeft een speciale SmarTimer om u te helpen de door tandartsen aanbevolen poetsijd van twee minuten aan te houden

Quadpacer



Voorzien van een Quadpacer-intervaltimer om het grondig poetsen van de hele mond te stimuleren. De tandenborstel geeft iedere 30 seconden een pieptoon, wat betekent dat het tijd is om een ander deel van de mond te poetsen.

2 Series plaque control

2-serie Plaque Defense

HX6201/15

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: NiMH

Ontwerp en afwerking

Kleur: Grijsblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 2-serie voor tandplakverwijdering

Opzetborstels: 1 ProResults voor tandplakverwijdering

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen

Prestaties: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

