


Philips Sonicare
DiamondClean Smart
„Sonic“, elektrinis dantų
šepetėlis su programa

Asmeniniai mokymai

Išmanieji šepetėlio galvutės
jutikliai
Išmanus šepetėlio galvutės
atpažinimas
5 režimai, 3 intensyvumai



HX9924/17

Geriausias dantų šepetėlis visapusiškai burnos priežiūrai

Pasitikėkite savimi, nes jis veikia 100 %

„DiamondClean Smart“ – mūsų geriausias dantų šepetėlis visapusiškai priežiūrai. Su keturiomis labai veiksmingomis šepetėlio galvutėmis sutelksite dėmesį į visas burnos sveikatos sritis, o mūsų „Smart Sensor“ technologija pateiks jums asmeniškai skirtą atsiliepimą ir mokymus.

Proven to improve oral health

- Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo
- Iki 7 k. sveikesnės dantenos* vos per 2 savaites
- Pašalinkite iki 100 % daugiau dėmių** vos per 3 dienas
- Mėgaukitės ilgalaikiu gaiviu burnos kvapu

Asmeniniai mokymai programoje, kad valytumėtės idealiai

- Primena apie praleistas vietas, kad išsivalytumėte 100 %
- Praneša, jei per daug spaudžiate
- Pradėkite labiau rūpintis daugiau dėmesio reikalaujančiomis vietomis
- Sutelkia dėmesį į valymą ir pabrėžia praleistas vietas
- Padeda sumažinti trynimą

Optimize your brushing

- Šepetėlio galvutės automatiškai parenka optimalius nustatymus
- Rinkitės iš 5 režimų 3 intensyvumų nustatymų
- Lengvai ir stilingai įkraunamas tiek namuose, tiek kelionėje

PHILIPS
sonicare

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programa

Asmeniniai mokymai Išmanieji šepetėlio galvutės jutikliai, Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas, 5 režimai, 3 intensyvumai

Ypatybės

HX9924/17

Atsisveikinkite su apnašomis



Uždėkite mūsų giliausiai valančią „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutę. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis*** ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų iš sunkiai pasiekiamų vietų*.

Dantenu priežiūra



Uždėkite „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvutę, kad dantenos būtų sveikesnės. Ji mažesnė ir turi specialiai dantenu linijai valyti skirtus šerelius, kurie švelniai, bet veiksmingai valo pagal dantenu liniją, kur ir prasideda dantenu ligos. Kliniškai įrodyta, kad 100 % sumažėja dantų uždegimų* ir dantenos tampa iki 7 kartų sveikesnės vos per dvi savaites.*

Baltesni dantys, greitai




Uždėkite „W3 Premium White“ šepetėlio galvutę, kad pašalintumėte paviršines dėmes, o šypsena taptų balčiausia. Galvutė turi tankius centrinius šerelius dėmėms šalinti. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per tris dienas.**

„TongueCare+“ liežuvio šepetėlis




Uždėkite „TongueCare+“ šepetėlį, norėdami švelniai pašalinti kvapą sukeliančias bakterijas iš liežuvio porų. Šepetėlio 240 specialių „MicroBristles“ šerelių išvalo visas liežuvio raukšles ir griovelius, pašalindami bakterijas ir nešvarumus, kurie sukelia blogą kvapą. Derinkite kartu su mūsų antibakteriniu „BreathRx“ liežuvio purškalu, kad geriau nuvalytumėte, o kvapas būtų itin gaivus.

Niekada nepraleiskite jokios vietos




Su „Philips Sonicare“ programėle žinosite, kada išsivalėte kruopščiai ir švariai, bei mokysitės būti geresni, atidesni dantų valymo metu.

Vietos, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio



Ar odontologas atkreipė dėmesį į rūpesčių keliančias vietas? Mes jas akcentuosime programos 3D burnos schemoje ir priminsime skirti papildomo dėmesio šioms vietoms.

Per daug spaudžiate?




Galite nepastebėti, kada valote dantis per stipriai, tačiau „DiamondClean Smart“ tai pastebės. Jei per daug spausite, užsidegs rankenėlės gale esantis šviečiančio žiedo indikatorius. Tai – neįkylrus priminimas mažiau spausti ir leisti šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių ši funkcija padėjo geriau valyti dantis.

Taip lengva naudotis



Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate jam atlikti darbą. Rankenėlėje įmontavome trynimo jutiklį, kuris neįkylriai primena, kad mažiau trintumėte. Tokiu būdu patobulinsite techniką ir dantis išsivalysite švelniau bei efektyviau.

„BrushSync“ režimas-poravimas



Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? Daugiau nesvarstykite. Integruotas lustas šepetėlio galvutėje nurodo „DiamondClean Smart“, ką naudojate. Tad, jei, pvz., uždėsite dantenu priežiūrai skirtą šepetėlio galvutę, dantų šepetėlis pasirinks optimalų režimą ir intensyvumą, kad švelniai, bet veiksmingai nuvalytų danteną. Jums tereikia paspausti įjungimo mygtuką.

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programa

Asmeniniai mokymai Išmanieji šepetėlio galvutės jutikliai, Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas, 5 režimai, 3 intensyvumai

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth®“ belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Maitinimas

- Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienų****
- Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

- Suderinamumas su „Android“: „Android“ telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su „Bluetooth 4.0“ funkcija
- Suderinamumas su „iOS“: 3-ios kartos „iPad“ arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su „iOS7“ arba naujesne versija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Ekranas: Apšviestas ekranas
- Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
- Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę
- Šepetėlio galvutės atpažinimas: Sinchronizuojama su optimaliu režimu
- Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

- Rankenėlė: 1 „DiamondClean Smart“
- Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque Control“, 1 „G3 Premium Gum Care“, 1 „W3 Premium White“, 1 „TongueCare+“ liežuvio

šepetėlis

- Kelioninis dėklas: USB įkroviklis-kelioninis dėklas
- Stiklinis kroviklis: 1

Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
- „Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*
- Nauda sveikatai: Iki 7 kartų sveikesnės dantenos****
- Balinamoji nauda: Iki 100 % mažiau apnašų
- Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmartTimer“
- Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas užsidega violetine spalva. Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu
- „TouchUp“: Užtikrintas 100 % valymas

Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- 3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Vidutinis, Žemas
- „Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas
- „Gum Health“: Ypatingas dėmesys krūminiams dantims
- „TongueCare+“: Ilgai išliekantis gaivus kvapas
- „White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

„BrushSync“ režimas-poravimas

- „C3 Premium Plaque Control“: Suderinama su „Clean“ režimu
- Šepetėlio galvutė „G3 Premium Gum Care“: Suderinama su „Gum Health“ režimu
- Šepetėlio galvutė „W3 Premium White“: Suderinama su „White+“ režimu
- „TongueCare+“ liežuvio šepetėlis: Poruojamas su „TongueCare“ režimu

Išmanioji jutiklinė technologija

- Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai
- Vietos jutiklis: Seka valomas vietas ir pagerina valymą
- Trynimo jutiklis: Padeda sumažinti trynimą
- 3D burnos schema: Pabrėžia rūpesčių keliančias vietas
- „TouchUp“: Kad nukreiptų į praleistas vietas



Išleidimo data 2022-05-17

Versija: 2.1.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis
 ** palyginti su įprastu dantų šepetėliu, kai valomasi naudojant geriausią balinamąją dantų pastą
 *** lyginama su „DiamondClean“
 **** lyginamas „Gum Health“ režimas ir įprastas dantų šepetėlis per 2 savaites
 ***** lyginama panaudojus 3 dienas „White+“ režimu ir naudojant įprastą dantų šepetėlį
 ***** remiantis dviejų minučių valymo procedūromis du kartus per dieną, taikant standartinį režimą