

# PHILIPS

## sonicare

Sonic-  
sähköhammasharja

3100 series

Sonic-tekniikka

Paineanturi

Quadpacer ja SmartTimer

Ohut, ergonomisesti muotoiltu  
laite



HX3673/11



Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.

Poistaa jopa 3 kertaa paremmin plakkia\*

Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa paremmin plakkia kuin tavallinen hammasharja.

#### Suunniteltu sinua varten

- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- Helppo ottaa mukaan matkalle
- 14 päivän akunkesto

#### Optimaalinen harjaustulos

- Optimaalinen harjaustulos SmartTimer- ja Quadpacer-toimintojen avulla

#### Vaihda helposti Sonicare-sähköhammasharjaan

- Easy-start-toiminto helpottaa hammasharjan vaihtoa

#### Suojaa ikeniä

- Sisäänrakennettu paineanturi suojaa hampaita ja ikeniä

#### Puhdistaa erinomaisesti

- Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja\*
- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen


# Kohokohdat

## Edistynyt Sonicare-tekniikka




Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa. \*\* 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

## Poistaa 3 kertaa paremmin plakkia\*



Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin\* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.

## Suojaa ikeniä



Sisäänrakennettu paineanturi tunnistaa automaattisesti käyttämäsi paineen, varoittaa sinua ja vähentää hammasharjan tärinää ikenien suojaamiseksi. Hammasharjan äänimerkki muistuttaa, että voit harjata hellemmiin. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi harjaamaan paremmin.

## SmartTimer ja Quadpacer



2 minuutin SmartTimer ja 30 sekunnin Quadpacer auttavat sinua harjaamaan suositellun ajan kaikilla suun alueilla ja varmistamaan kokonaisvaltaisen puhdistuksen.


## BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet

harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspäätä kannattaa vaihtaa uuteen.

## Easy-start-toiminto



Easy-Start-toiminto antaa mahdollisuuden lisätä harjaustehoa asteittain ja hellävaraisesti ensimmäisten 14 harjauskerran aikana.

## Pitkäkestoinen akku



Akunkesto on jopa 14 päivää, joten yksi lataus riittää pitkään.

## Kapea matkakotelo



Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen USB-latausalusta huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten latausalusta on tarpeen lähinnä pitkillä matkoilla.

# Tekniset tiedot

## Virta

Jännite: DC5V

## Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää\*\*\*\*\*

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

## Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Sugar rose

## Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

## Helppokäyttöinen

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Harjaspääjärjestelmä:** Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

**Latauksen ilmaisin:** Merkkivalo näyttää akun tilan

**BrushSync-vaihtomuistutus:** Muistutus vaihtamisesta, Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät, Muistutuskuvake syttyy, varmistaen aina parhaan tuloksen

## Pakkauksen sisältö

**Kahva:** 3100 Series, 1 kpl

**Laturi:** 1

**Kuljetuskotelo:** 1

**Harjaspää:** 1 C1 ProResults -harjaspää

## Puhdistusteho

**Nopeus:** Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 3 kertaa tehokkaammin plakkia\*

**Ajastin:** Quadpacer ja SmarTimer

**Painepalaute:** Varoittaa rungon värinällä

## Tilat

**Puhdistus:** Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

## Älykäs tunnistintekniikka

**Paineanturi:** Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

**BrushSync-vaihtomuistutus:** Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

