

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche manual

Extraiga, almacene y alimente fácilmente

Juego básico



SCF430/13



Extracción cómoda, dondequiera que vaya

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido.

Disfrute de la comodidad suave del sacaleches manual portátil Philips Avent. La tecnología de movimiento natural está inspirada en la succión propia del bebé para tener una bajada rápida. Puede configurar fácilmente el ritmo y la aspiración. Se adapta prácticamente a todos los pezones.

Fácil de limpiar

- Fácil de limpiar y configurar

Extracción cómoda

- Estimula fácilmente la liberación de leche antes o entre tomas
- Extraiga, almacene y alimente
- Extraiga sin inclinarse hacia delante
- Elija su ritmo y siga el flujo de leche

Portátil y conveniente

- Ideal para las mamás que extraen en cualquier lugar

Simple, suave y eficaz

- Almohadilla de silicona adaptable de talla única
- Le ayuda a liberar leche rápidamente

Destacados

Tecnología de movimiento natural



La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.

Se adapta a sus pezones




Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).

Personalizado y fácil de usar




El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que hace que la extracción en cualquier lugar sea simple y discreta.

Rápida extracción de leche



Un extractor de leche manual único y portátil, ideal para madres que necesitan liberar suavemente la leche mientras están lejos de casa o antes de amamantar.

Control de succión y flujo



No dude en ajustar el ritmo de bombeo y la succión según sus necesidades, comodidad y flujo de leche.

Siéntese cómodamente



Relájese y siéntese cómodamente mientras ocurre la extracción, gracias a nuestro diseño que le permite sentarse erguida, en lugar de tener que inclinarse hacia delante.

Fácil de limpiar y configurar



Debido a que tiene pocas piezas, nuestra nueva bomba es fácil de configurar y limpiar.

Extraiga, almacene y alimente



Extraiga la leche directamente en el vaso de almacenamiento, lo que evita derrames o filtraciones. Cuando el bebé tenga hambre, simplemente coloque la tetina blanda en el vaso para alimentarlo. Guarde la leche en el refrigerador o el freezer y elija su solución de almacenamiento preferida: bolsas o vasos.

Especificaciones

Material

Sacaleches: Sin BPA*

Qué se incluye

Protectores mamarios desechables: 2 piezas

Cubierta de la almohadilla: 1 piezas

Kit de extracción con mango: 1 piezas

Vasos de almacenamiento y un adaptador:

3 piezas

Tetina Om+: 1 piezas

Funciones

Almohadilla suave y adaptable: Estimulación suave



* Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

* Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011