

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos
fogkefe

For Kids

Beépített Bluetooth®

Oktatási alkalmazás

2 fogkefefej

2 üzemmód

HX6322/04



Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

Az élethosszig tartó egészséges szokások kialakításának izgalmas kezdete


Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó technikákat.

Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia

- A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*
- Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást
- Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyerekek lelkesen mosnak fogat
- Izgalmas jutalmak a sikeres fogmosási műveleteket követően


Fénypontok

Szórakoztató, oktató, hatékony



Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia


Interaktív Sonicare For Kids fogkefe gyermekek számára



A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás

Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájjápolási szokásokat sajátítsanak el.

Még szórakoztatóbb, még eredményesebb



A Philips Sonicare For Kids fogkefe és alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás főszereplője a

kedves Sparkly, aki nagyon szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási művelet után jutalom jár. A gyerekek hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.

Bluetooth-kapcsolat



Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást

Műszaki adatok

Termékfrissítés

Támogatási időszak: A Philips 2026. december 31-ig biztosítja a szükséges biztonsági frissítéseket.

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Energiafogyasztás: Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Aqua

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok, Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: iPhone 4S vagy újabb, 3. generációs iPad vagy újabb, iOS7 operációs rendszerrel

Egyszerű használat

Markolat: Gumi markolat a könnyű fogás érdekében, Vékony, ergonomikus kialakítás

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Tartozékok

Markolatok: 1 db Sonicare for Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefenyél

Matricák: 8 matrica a testreszabáshoz, 2 bónusz matrica

Kefefejek: 1 db Sonicare For Kids standard fogkefe gyermekek számára, 1 Sonicare For Kids, kompakt

Töltő: 1

Fogmosási teljesítmény

Egészségügyi előnyök: Az egészséges szájápolási szokásokért

Teljesítmény: 75%-kal hatékonyabb*

Időzítő: KidTimer és Quadpacer időzítő

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Módok

Üzem módok: 2

Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket.

