

PHILIPS

AVENT

Ventilek pro
membránu

Breast Pumps

Bílá

CP9285/97



Zajišťuje sací výkon ruční odsávačky

V sekci specifikace naleznete související výrobky

Ventilek spolu se silikonovou membránou vytváří podtlak, který potřebujete k ručnímu odsávání mateřského mléka

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy produktů:: SCF430/01, SCF430/10, SCF430/13, SCF430/15, SCF430/16, SCF441/01, SCF430/30

