

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische  
tandenborstel

DiamondClean

5 poetsstanden

4 opzetborstels

Pad voor draadloos opladen  
met Deep Clean-stand



HX9394/92

## Wittere en gezondere tanden voor altijd

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel\*
- Verbeterd de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken\*
- Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel
- Kies uit 5 poetsstanden, waaronder Deep Clean en Sensitive
- Veilige en zachte mondhygiëne

### Ontworpen voor u

- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine
- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Pad voor draadloos opladen en luxe reisetui

### Provides a superior clean

- Gebogen hals voor het poetsen van lastig te bereiken plekken
- Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

## Kenmerken

### Tandplak behoort tot het verleden




Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

### Tot 2 x wittere tanden




Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.\*

### Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken\* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel\* voor uw gezondste lach ooit.

### 5 poetsstanden om op uw manier te poetsen




Met DiamondClean krijgt u elke dag een verfrissend schoon gevoel. Onze 5 poetsstanden voorzien in al uw behoeften: Clean-stand - voor een uitzonderlijke, dagelijkse reiniging, Gum Care - om uw tandvlees voorzichtig te masseren, Deep Clean - voor intensieve, diepgaande reiniging, Sensitive - voor zachte en toch effectieve reiniging van gevoelig tandvlees, en White - de ideale poetsstand om vlekken op het tandoppervlak mee te verwijderen.

### Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.


### Extra diepe reiniging



Met onze Deep Clean-stand kunt u echt focussen op specifieke gebieden en deze extra aandacht geven. We hebben de beweging van onze

unieke opzetborstel gecombineerd met een langere poetsbeurt van 3 minuten, zodat uw tanden echt grondig worden gereinigd.

### Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze Smartimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.


### Bereik die lastige plekken



De unieke vorm van het handvat van uw DiamondClean-tandenborstel in combinatie met onze opzetborstels betekent dat zelfs moeilijke plekken zoals de achterste tanden grondig worden gereinigd.

## Kenmerken

### Pad voor draadloos opladen



Onze innovatieve pad voor draadloos opladen ondersteunt niet alleen uw tandenborstel, maar ook de meeste Qi-apparaten, waaronder uw Qi-smartphone. Met de pad laadt u uw tandenborstel bovendien tot 2x sneller op dan met het oplaadglas. Met de luxe reisetui kunt u uw tandenborstel en de bijbehorende accessoires overal mee naartoe te nemen.

### Wen aan uw nieuwe routine



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskracht toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

### Poets vol zelfvertrouwen



Voor al uw specifieke wensen bent u verzekerd van een veilige poetservaring met DiamondClean. Onze sonische technologie is geschikt voor gebruik bij een beugel, vullingen, kronen en facings, en kan zelfs worden gebruikt voor de dagelijkse behandeling van ontstoken tandvlees.

## Specificaties

### Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

### Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken\*

Batterijtype: Lithium-ion

### Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

### Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

### Gebruiksgemak

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Display:** Verlicht display

### Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 2 DiamondClean

**Opzetborstels:** 4 DiamondClean-standaardborstel

**Luxe reisetui:** 1

**Pad voor draadloos opladen:** 1

### Reinigingsprestaties

**Prestaties:** Verwijdert tot 7 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Wittere tanden:** Maakt uw tanden dubbel zo wit\*

### Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Deep Clean:** Voor een verkwikkend grondige reiniging

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

**Gum Care:** Zachte massage van het tandvlees

**Sensitive:** Zachte reiniging van tanden en tandvlees

