

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean  
4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

1 x BrushSync-functie

Reisetui



HX6809/35



## Schonere tanden. Zachte reiniging.

Verwijder tot wel 7 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 7x meer tandplak dan met een handtandenborstel

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel\*
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

### Ontworpen voor u

- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine
- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u

### Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

## Kenmerken

### Verwijder tot 7 keer meer tandplak



Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

### Houdt de poetsdruk in de gaten



Als u te hard poetst, kunnen uw tanden en tandvlees beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.

### Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

### Philips Sonicare-technologie




De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### BrushSync-ervangingsherinnering




Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

### Handige timers




Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

### BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

### Wen aan uw nieuwe routine



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskracht toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

### Handig reisetui en -oplader



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

# Specificaties

## Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

## Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en munt, Wit en lichtblauw

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Poetstijd:** Tot 2 weken

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 2 ProtectiveClean

**Reisetui:** 2

**Docking station:** 1

**Opzetborstels:** 2 i InterCare

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Prestaties:** Verwijdert tot 7 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt gaatjes verminderen

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**2 sterktes:** Laag, Hoog

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-ervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

