

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna zobna  
ščetka z aplikacijo

DiamondClean Smart

Prilagojeno svetovanje

Senzorji pametne glave ščetke

Prepoznavanje pametne glave  
ščetke

5 načinov, 3 stopenj jakosti



HX9944/13



## Naša najboljša zobna ščetka za celovito ustno nego

### Bodite samozavestni s popolno ustno nego

DiamondClean Smart je naša najboljša zobna ščetka, ki poskrbi za popolno ustno nego. S štirimi visokozmogljivimi glavami ščetke se lahko osredotočite na vse predele ustne votline, naša tehnologija pametnega senzorja pa vam prinaša prilagojene povratne informacije in nasvete.

#### **Dokazano izboljšuje zdravje ust**

- Za globinsko čiščenje odstrani do 10-krat več zobnih oblog\*
- Do 7-krat bolj zdrave dlesni\* v samo 2 tednih
- Uživate v dolgotrajnem svežem dahu

#### **Prilagojeni nasveti v aplikaciji za popolne rezultate ščetkanja**

- Vodi vas pri ščetkanju in označuje izpuščene predele
- Usmeri vas na zgrešena mesta za popolno ustno nego
- Začnite bolj skrbeti za težavna področja
- Opozori vas, če pri ščetkanju pritiskate premočno
- Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

#### **Izboljšajte ščetkanje**

- Glave ščetke samodejno izberejo optimalne nastavitve
- Poskrbite, da čim bolj izkoristite glavo ščetke
- Izbirajte med 5 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti


## Značilnosti

### Poslovite se od zobnih oblog




Pritrdite glavo ščetke Premium Plaque Control C3 in doživite najgloblje čiščenje. Zahvaljujoč mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine prilagodijo obliki površin zob in zagotavljajo 4-krat boljši stik s površino\*\*\*, poleg tega pa odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih\*.

### Nega vaših dlesni



Pritrdite glavo ščetke Premium Gum Care G3 in izboljšajte zdravje dlesni. Manjša velikost in usmerjene ščetine za rob dlesni omogočajo nežno, a učinkovito čiščenje ob dlesni, kjer se lahko začne bolezen dlesni. Klinično je dokazano, da glava ščetke zagotavlja do 100 % manj vnetij dlesni\* in do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo dveh tednih.\*


### Strgalo za jezik TongueCare+



Pritrdite strgalo za jezik TongueCare+ in nežno odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah, iz por vašega jezika. Strgalo ima 240 posebno zasnovanih mikro ščetin, ki čistijo med izboklinami in vboklinami jezika ter


odstranjujejo bakterije in ostanke hrane, ki povzročajo slab zadah. Strgalo uporabite v kombinaciji z našim antibakterijskim razpršilom BreathRx za vrhunsko čiščenje in izrazito svež dah.

### Ne zgrešite niti enega kotička




Z aplikacijo Philips Sonicare točno veste, kdaj dosežete temeljito čiščenje, in pridobite nasvete, kako se izpopolniti in postati bolj pozorni pri ščetkanju.

### Funkcija TouchUp




Če med ščetkanjem zob zgrešite kakšno mesto, vas bo na to opozorila funkcija aplikacije TouchUp. Tako lahko na tem mestu čiščenje ponovite in ste prepričani, da vsakokrat dosežete temeljito čiščenje.

### Pomembna področja in nastavev cilja



Vas je zobozdravnik opozoril na težavne predele? Označili jih bomo v 3D-prikazu ust v vaši aplikaciji in vas opomnili, da morate tem predelom posvetiti več pozornosti.

### Ali pritiskate premočno?




Morda ne opazite, da pri ščetkanju pritiskate premočno, zato vas DiamondClean Smart na to opozori. Če pritiskate premočno, bo svetlobni obroč na koncu ročaja začel utripati. Tako vas nežno opomni, da morate zmanjšati pritisk in prepustiti delo glavi ščetke. 7 od 10 ljudi meni, da so se s to funkcijo naučili bolje ščetkati.

### Nič lažjega kot to



Ob uporabi električne zobne ščetke vse delo opravi ščetka. V ročaj smo vgradili senzor drgnjenja, ki vas nežno opomni, da morate manj drgniti. Tako lahko izboljšate tehniko in dosežete nežnejše in učinkovitejše čiščenje.

### Združevalni način BrushSync



Se sprašujete, kateri način in intenzivnost sta prava za vas? Odgovor je na dlani. Mikročip v glavi ščetke zobni ščetki DiamondClean Smart pove, katero nastavev uporabljate. Če torej pritrdite glavo ščetke za nego dlesni, vaša zobna ščetka izbere optimalni način in intenzivnost, da zagotovi nežno in učinkovito nego vaših dlesni. Pritisniti morate samo gumb za vklop.

# Specifikacije

## Povezljivost

**Brezžična tehnologija Bluetooth®:** Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

## Napajanje

**Napetost:** 110–220 V

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Čas delovanja (od polne do prazne):** 14 dni\*\*\*\*\*

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija

## Zdržljivost

**Podpora za Android:** Telefoni Android, Tablični računalniki s povezavo Bluetooth 4.0

**Podpora za iOS:** iPad 3. generacije ali novejši, iPhone 4S ali novejši, z iOS7 ali novejši

## Enostavna uporaba

**Zdržljivost ročaja:** Enostavno pritrdljive glave ščetke

**Indikator baterije:** Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

**Ročaj:** Tanki ergonomski zasnovi

**Zaslon:** Osvetljen zaslon

**Prepoznavanje glave ščetke:** Sinhronizira se z optimalnim načinom

**Opomnik za zamenjavo:** Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

## Priloženi predmeti

**Ročaj:** 1 x DiamondClean Smart

**Glave ščetke:** 1 x C3 Premium Plaque Control, 1 x G3 Premium Gum Care, 1 x strgalo za jezik TongueCare+

**Podstavek polnilnika:** 1

## Učinkovitost čiščenja

**Hitrost:** Do 62.000 gibov ščetke/min

**Zmogljivost:** Odstrani do 10-krat več zobnih oblog\*

**Pozitivni vplivi na zdravje:** Do 7-krat bolj zdrave dlesni\*\*\*\*

**Časovnik:** BrushPacer in SmartTimer

**Povratne informacije o pritisku:** Obroč zasveti vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

**TouchUp:** Zagotavlja popolno ustno nego

## Načini

**3 intenzivnosti:** Visoka, Srednja, Nizka

**Clean:** Za izjemno vsakdanjo čistočo

**Deep Clean+:** Za poživljajoče globoko čiščenje

**Zdrave dlesni:** Posebno posvečanje pozornosti kočnikom

**TongueCare+:** Za dolgotrajen svež dah

**White+:** Za odstranjevanje površinskih madežev

## Združevalni način BrushSync

**Glava ščetke C3 Premium Plaque Control:**

Združi se z načinom Clean

**Glava ščetke G3 Premium Gum Care:** Združi se

z načinom Gum Health

**Glava ščetke W3 Premium White:** Združi se z

načinom White+

**Strgalo za jezik TongueCare+:** Združi se z

načinom TongueCare

## Tehnologija pametnega senzorja

**Senzor pritiska:** Opozori, ko je ščetkanje premočno

**Senzor lokacije:** Beleži in izboljšuje ustno nego

**Senzor drgnjenja:** Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

**3D-prikaz ust:** Označi težavne predele

**TouchUp:** Za čiščenje zgrešenih mest

**Senzor položaja:** Pripelje do območij, ki ste jih spregledali

## Podpora za programsko opremo

**Posodobitve programske opreme:** Družba

Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.



\* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

\*\* v primerjavi z ročno zobno ščetko ob uporabi vodilne zobne paste za beljenje zob

\*\* v primerjavi s ščetko DiamondClean

\*\*\*\* v načinu Gum Health v primerjavi z ročno zobno ščetko v obdobju 2 tednov

\*\*\*\*\* po 3 dneh uporabe v načinu White+ v primerjavi z ročno zobno ščetko

\*\*\*\*\* pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu