

Philips Philips Avent
Diafragma de extractor de
leche eléctrico

Extractores de leche

CP1223/01



Crea el vacío necesario para la extracción

Comprueba la compatibilidad a continuación

El diafragma de silicona crea el vacío necesario para extraer la leche. Destinado para su uso con extractores de leche eléctricos.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Destacados

Piezas reemplazables

- Se ajusta a los tipos de producto: SCF430 SCF441

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2023-10-18

Versión: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com