



Philips  
Wake-up Light



HF3461/01



## Få en trevlig start på dagen

Ljuset som väcker dig på ett naturligt sätt

Med Wake-up Light vaknar du enkelt och naturligt, och känner dig lika pigg som en sommarmorgon. Philips har 100 års erfarenhet av ljus, och Wake-up Light har utifrån det visat sig ha medicinskt bevisade fördelar.

### Philips – ljusexperten

- 100 års erfarenhet av ljus

### Dokumenterade hälsofördelar

- Uppfyller direktivet för medicinska enheter (MDD)

### Ljusintensitet

- Upp till 400 lux för både naturligt uppvaknande och läsning

### Ljuset väcker dig på ett naturligt sätt

- Gradvist ljus har en positiv effekt på energihormoner

### Vakna till din favoritradiokanal

- Digital FM-radio

# PHILIPS

## Funktioner

### Ljuset väcker dig på ett naturligt sätt



Ljuset ökar gradvis under 30 minuter innan den inställda väckningstiden. Ljuset faller på dina ögon och påverkar dina energihormoner och förbereder din kropp på att vakna. Det gör uppvaknandet till en mer behaglig upplevelse.

### 400 lux ljusintensitet

Wake-up Light (HF 3461) ger upp till 400 lux ljusintensitet. Kliniska tester visar att människor behöver upp till 250 lux för att energihormonerna ska påverkas så att vi vaknar fulla av energi. Om du ska läsa behöver du en ljusnivå på 300 till 400 lux.

### Tre naturliga ljud eller ett vänligt pip ljud



Vid den inställda väckningstiden hör du ett naturligt ljud, eller om du föredrar det, ett vänligt pip ljud. Ljudet hörs först svagt och efter 90 sekunder har det

nått den volymnivå du valt. Det finns tre naturliga ljud att välja mellan: fågelkvitter i skogen, vågor på en strand eller en groda och en anka i en liten damm. Det gradvis ökande ljudet gör att du vaknar långsamt och på ett trevligt sätt, och aldrig hårt. När ljudet när den inställda ljudnivån är det enkelt att stiga upp.

### Digital FM-radio



Med den inbyggda digitala FM-radion kan du vakna till din favoritmusik eller favoritnyhetskanal varje dag. Välj bara din favoritradiokanal så slås den på vid den inställda väckningstiden, först med lågt ljud och sedan gradvis ökande under 90 sekunder till den volymnivå du valt.

### Philips – ljusexperten

Philips är ett världsledande företag vad gäller ljus teknik. Med över 100 års erfarenhet på området är Philips en verklig expert på ljus och dess effekter på människan. I Wake-up Light kombineras all den här expertisen i en meningsfull, tekniskt avancerad och lättanvänd produkt som ökar välbefinnandet för många människor.

### Uppfyller direktivet för medicinska enheter (MDD)



Den här enheten har dokumenterade hälsofördelar, och är certifierad enligt direktivet för medicinska enheter (MDD).

## Specifikationer

### Ljud

- Väckningsljud: 3 naturliga ljud (fågelkvitter, havsljud, damm), vänligt pip ljud, den digitala FM-radiokanal du tycker bäst om
- Ljudavstängningsfunktion: alternativ för att stänga av ljudet direkt
- Högtalare av premium kvalitet: 2 W
- FM-radio

### Tekniska specifikationer

- Spänning: 230 V
- Sladdlängd: 3 m
- Effekt: 100 W
- Isolering: klass II (dubbel isolering)
- Frekvens: 50 Hz
- Typ av lampor: 1 glödlampa från Philips
- Livslängd för lampor: 1000 timmar (enkel att byta ut)

### Vikt och mått

- A-låda, mått: 22,5 x 49,5 x 34,1 (D x B x H) cm
- Produktvikt: 1,5 kg
- Produktstorlek: 13,5 x 20,0 x 30,0 (D x B x H) cm
- F-låda, vikt: 2,1 kg
- Antal F-lådor i A-låda: 3 pcs
- Kvantitet på europall: 126 pcs
- A-låda, vikt: 7,8 kg
- F-låda, mått: 16,0 x 21,0 x 32,0 (D x B x H) cm

### Logistisk information

- Ursprungsland: Kina
- CTV-kod: 884346101000

### Säkerhet

- UV-fri: ingen UV-strålning
- Cenelec-certifierad

### Lättanvänd

- Stabila gummifötter
- Knapp för snabb på-/avslagning
- Kompakt format: begränsat sängbordsutrymme krävs (13,5 x 20 cm)
- Snooze-knapp för ljud: 9 minute(s)
- Snabbtestfunktion (90 sek.): kontrollera nästa morgons ljus-/ljudnivå på 90 sek.
- Strömbackup-funktion: 5 minute(s)

### Medicinsk utrustning

- Dokumenterade hälsofördelar: uppfyller direktivet för medicinska enheter

### Ljus

- Standardlampa till Wake-up Light med naturligt dagsljusspektrum: 100 W
- Ljus för läsning: 400 lux vid 40–50 cm
- Soluppgångsimulation (0–: 30 minute(s))
- Dimmer för ljusintensitet: 0–400 lux vid 40–50 cm
- Funktion för ljus på/av

### Teckenfönster

- Lättläst LCD-skärm: 50 x 50 mm
- Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka: 3 inställningar (låg, medel, hög)



Publiceringsdatum  
2022-01-16

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)