

Philips  
Éveil Lumière



HF3451/01

## Commencez votre journée en pleine forme

### La lumière qui vous réveille naturellement

Réveillez-vous naturellement et avec autant d'énergie qu'un réveil estival grâce à l'Éveil Lumière. Fort de l'expérience acquise par Philips en matière d'éclairage depuis un siècle, l'Éveil Lumière prodigue des bienfaits cliniquement prouvés.

#### **Philips - the light expert**

- 100 ans d'expérience en matière de lumière

#### **Proven health benefits**

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

#### **Light intensity**

- Jusqu'à 300 Lux, pour un réveil naturel

#### **Light awakes you naturally**

- L'augmentation progressive de la lumière a un effet positif sur les hormones de l'énergie

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Son

- Son pour le réveil: alarme douce et 1 son naturel (oiseaux du matin)
- Fonction de désactivation du son: possibilité de couper le son
- Caisse de résonance premium: 2 W

## Spécificités techniques

- Alimentation: 75 W
- Longueur du cordon: 3 m
- Tension: 230 V
- Isolation: classe II (double isolation)
- Fréquence: 50 Hz
- Type de lampes: 1 lampe à incandescence Philips
- Durée de vie des lampes: 1 000 heures (remplacement facile)

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (P x l x H) cm
- Dimensions de l'unité d'emballage: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (P x l x H) cm
- Poids du produit: 1,5 kg
- Poids de l'unité de vente: 2,1 kg
- Poids de l'unité d'emballage: 7,8 kg
- Qté sur europalette: 126 pcs
- Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 3 pcs
- Dimensions de l'unité de vente: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (P x l x H) cm

## Informations logistiques

- Code CTV: 884345101000
- Pays d'origine: Chine

## Sécurité

- Sans UV: aucun rayonnement UV
- Certification Cenelec

## Facile à utiliser

- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Bouton marche/arrêt rapide
- Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)
- Taille compacte: espace minimal requis près du lit (13,5 x 20 cm)
- Fonction de vérification rapide (90 s): vérification de la lumière matinale et du niveau sonore en 90 s environ
- Fonction de sauvegarde: 5 minute(s)

## Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus: conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

## Voyant

- Ampoule pour Éveil lumière avec spectre de lumière diurne naturelle: 75 W
- Lumière pour une lecture facilitée: 300 lux à 40 - 50 cm
- Processus de simulation d'aube (de 0 à: 30 minute(s))
- Variateur d'intensité lumineuse: 0 - 300 lux à 40 - 50 cm
- Fonction d'activation/désactivation de la lumière

## Afficheur

- Écran LCD facile à lire: 50 x 50 mm
- Contrôle de la luminosité de l'affichage: 3 réglages (désactivé, intermédiaire, élevé)

# Points forts

## La lumière qui vous réveille naturellement



La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.

## Intensité lumineuse de 300 Lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité lumineuse est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 300 Lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux.

## Philips, expert en lumière

Philips est un fer de lance mondial dans le domaine des technologies d'éclairage. Bénéficiant de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine, Philips est un véritable expert de la lumière et de ses effets sur le corps humain. Facile à utiliser, l'éveil lumière concentre toute cette expertise pour améliorer le bien-être d'un grand nombre de personnes.

## Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux.



Date de publication  
2022-09-13

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)