

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

HealthyWhite+

2 modes

6 réglages personnalisables

2 têtes de brosse

HX8982/02



Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Magnifiez votre sourire tous les jours sans renoncer aux aliments et boissons que vous aimez ! Il est prouvé que la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare Whitening élimine jusqu'à 100 % de taches en plus, pour des dents plus blanches en seulement 1 semaine*.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle*

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches

Permet un brossage personnalisé

- 6 réglages personnalisables
- Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

Points forts

Éclaircit les dents



La brosse à dents Philips Sonicare élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement 1 semaine.

Tête de brosse DiamondClean



Le modèle DiamondClean est la tête de brosse Philips Sonicare la plus performante en matière d'éclaircissement. Ses brins d'une dureté moyenne implantés en losange éliminent la plaque efficacement et en douceur. La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre des résultats bien supérieurs à ceux d'une brosse à dents manuelle en termes de nettoyage et de blancheur des dents.

Mode Clean and White



Le mode Clean 2 minutes élimine parfaitement la plaque dentaire (durée de brossage recommandée par les dentistes). Le mode White nettoie les taches à la surface des dents, les éclaircit et les polit. Il élimine les taches ordinaires

telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Les dents sont jusqu'à 2 tons plus claires en 2 semaines seulement.

6 réglages personnalisables



La brosse à dents anti-taches Philips Sonicare vous permet de combiner les modes (mode Clean, mode White) et 3 intensités, pour un maximum de confort et une propreté optimale.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire




Élimine jusqu'à 7 x plus de plaque qu'une brosse manuelle dans les zones difficiles d'accès.

Améliore la santé des gencives



Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

SmarTimer



Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

La seule véritable technologie sonore



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.



Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc givré

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Accessoires inclus

Manches: 1 HealthyWhite+

Têtes de brosse: 1 DiamondClean standard, 1 DiamondClean compacte

Étui de voyage: 1

Chargeur: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 2 teintes plus claires en 2 semaines

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Élimine les taches à la surface des dents

