



Philips Sonicare  
DiamondClean  
AirFloss Ultra –  
Zahzwischenraumreini-  
ger

mit AirFloss Ultra Reiniger

1 Düse  
1 Bürstenkopf  
Reisetui



HX8492/01

## Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

### Improves oral health

- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung\*\*\*
- Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

### Hervorragende Reinigung

- Der DeepClean-Modus erreicht auch Ihre Problemstellen
- USB-Reiseladeetui und Ladeglas
- Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen einschließlich Deep Clean und Sensitive

### Superior technology

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Individualisierbare Einstellung mit bis zu drei Sprühstößen


### The easiest way to effectively clean between teeth

- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Besonderheiten

### Verabschieden Sie sich von Plaque



Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen\* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.

### Zweifach weißere Zähne




Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

### Philips Sonicare-Technologie




Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

### 5 Putzprogramme zum Reinigen ganz nach Ihren Bedürfnissen



Mit der DiamondClean erhalten Sie jeden Tag eine erfrischende Reinigung. Unsere 5 Putzprogramme stellen sich all Ihren Anforderungen: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, Gum Care – für sanfte Zahnfleisch-Massage, Deep Clean – für eine belebende, gründliche Reinigung, Sensitive – für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung von empfindlichem Zahnfleisch, und White – das ideale Programm zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen.

### Besonders gründliche Tiefenreinigung



Mit unserem DeepClean-Modus können Sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren und diese besonders gründlich putzen. Wir haben unsere einzigartige Bürstenkopfbewegung um ein verlängertes 3-Minuten-Putzprogramm erweitert, damit Ihre Zähne tiefengereinigt werden.

### Entworfen für praktische Aufbewahrung



Ihr Deluxe-USB-Reiseetui dient auch als Ladegerät, damit Ihnen unterwegs nicht der


Strom ausgeht. Platzieren Sie Ihre Zahnbürste im Etui, und verbinden Sie sie mit Ihrem Laptop oder einer Steckdose. Zudem ist ein Bürstenkopfhalter für die zusätzliche Hygiene auf Reisen enthalten. Mit einer einzigen Aufladung kann die Zahnbürste zwei Wochen lang regelmäßig verwendet werden.

### Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung




AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.\*\*

### Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

### Individuell einstellbare Sprühstöße



Sie können den leistungsstarken Strahl des AirFloss Ultra nach Belieben anpassen. Wählen Sie aus einem, zwei oder drei Stößen bei jedem Drücken der Aktivierungstaste.

# Daten

## Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät, 110 bis 220 V

## Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß

## Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Akkuanzeige: LED-Anzeigen am Handstück zeigen Ladezustand an, Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
- Anzeige: Beleuchtetes Display
- Akkulaufzeit: 1 bis 3 Wochen\*\*\*\*
- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

## Artikel enthalten

- Ladegerät: 1
- Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz
- Handstück: 1 DiamondClean
- Reiseetui: Premium-Reiseetui
- Ladeglas: 1
- Ladestation: 1

- AirFloss Ultra Handstück: 1
- AirFloss Ultra Düse: 1

## Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 99,9 % Plaque\*\*
- Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
- Vorteile für die Gesundheit: Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen\*, Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Klinisch erwiesene Ergebnisse: Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Plaque, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten
- Anpassbare Einstellungen: Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß\*\*\*
- Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
- Weiße Zähne: Zweifach weißere Zähne\*
- Für optimale Ergebnisse: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

## Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen
- Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung
- Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch
- Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Ausstellungsdatum  
2023-07-03

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 88378 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste  
\* \*\* Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen  
\* \*\*\* Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.  
\* \*\*\*\* je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung