

Philips  
Wake-up Light



HF3461/01

# Comece o dia de forma agradável

A luz que o desperta de forma natural

O Wake-up Light acorda-o fácil e naturalmente, deixando-o com a energia de uma manhã de Verão. Baseando-se nos 100 anos de experiência de iluminação Philips, o Wake-up Light proporciona-lhe benefícios médicos comprovados.

#### **Philips - the light expert**

- 100 anos de experiência em iluminação

#### **Proven health benefits**

- Apoiado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM)

#### **Light intensity**

- Até 400 Lux para um despertar natural e leitura sem esforço

#### **Light awakes you naturally**

- A luz gradual afecta as hormonas energéticas de forma positiva

#### **Wake up to your favorite radio station**

- Rádio FM Digital

# PHILIPS

# Destaques

## A luz desperta-o de forma natural



A luz aumenta gradualmente em 30 minutos antes da hora de despertar: repousando sobre os seus olhos, afecta de forma positiva as hormonas energéticas e prepara o despertar do seu corpo, proporcionando uma sensação agradável.

## Intensidade da luz de 400 Lux

O Wake-up Light (HF 3461) proporciona-lhe uma intensidade de luz até 400 Lux. Foi clinicamente comprovado que são precisas até 250 Lux para afectar as hormonas da energia, de tal modo que acorda pleno de energia. Para uma leitura sem esforço, precisa de um nível de iluminação de 300 a 400 Lux.

## Três sons naturais ou bip agradável



À hora programada, irá ouvir um som natural ou, se preferir, um bip agradável. Inicia-se rapidamente e demora um minuto e meio a atingir o nível de

volume seleccionado. Pode escolher entre três sons naturais: pássaros na floresta, ondas da praia ou uma rã e um pato numa lagoa. O som aumenta gradualmente para um despertar lento e agradável. Quando o som atinge o nível de volume seleccionado, é mais fácil levantar-se.

## Rádio FM Digital



O rádio digital FM integrado permite despertar ao som das suas canções ou noticiários preferidos, todos os dias. Basta seleccionar a sua estação de rádio preferida e, à hora programada, começará a tocar a um nível agradável, aumentando gradualmente no espaço de 90 segundos até ao volume seleccionado.

## Philips - especialista em iluminação

A Philips é uma empresa líder em todo o mundo no campo da tecnologia da iluminação. Com mais de 100 anos de experiência neste campo, a Philips é um verdadeiro perito em iluminação e nos seus efeitos sobre o corpo humano. A Luz de Despertar combina toda esta experiência num produto significativo, tecnologicamente avançado e fácil de utilizar, que irá melhorar o bem-estar de muitos.

## Apoiado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM)



Este dispositivo demonstrou trazer benefícios para a saúde, tal como é certificado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM).

# Especificações

## Som

- Som de despertar: 3 sons naturais (pássaros, praia, lagoa), bip para um despertar agradável, a sua estação de rádio FM digital preferida
- Função de desligar som: opção para cortar o som de imediato
- Caixa de som premium: 2 W
- rádio FM

## Especificações técnicas

- Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
- Alimentação elétrica: 100 W
- Voltagem: 230 V
- Frequência: 50 Hz
- Isolamento: classe II (isolamento duplo)
- Tipo de lâmpadas: 1 lâmpada incandescente Philips
- Vida útil das lâmpadas: 1000 horas (substituição fácil)

## Peso e dimensões

- Dimensões da caixa-A: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (PxLxC) cm
- Peso do produto: 1,5 kg
- Dimensões do produto: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (PxLxC) cm
- Peso caixa F: 2,1 kg
- Peso caixa A: 7,8 kg
- Qtd. por Euro-paleta: 126 unid.
- N.º de caixas-F na caixa-A: 3 unid.
- Dimensões da caixa-F: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (PxLxC) cm

## Dados logísticos

- Código CTV: 884346101000
- País de origem: China

## Segurança

- Sem UV: sem radiação UV
- Certificação Cenelec

## Fácil de utilizar

- Suporte de borracha antideslize
- Botão de ligar/desligar rápido
- Tamanho compacto: necessário um espaço limitado na mesa de cabeceira (13,5x20 cm)
- Botão da função de repetição para som: 9 min.
- Função de verificação rápida (90 seg.): verifique o nível de luz/som para a próxima manhã em 90 seg.
- Função de reserva elétrica: 5 min.

## Equipamento médico

- Benefícios comprovados para a saúde: apoiado pelo certificado da Directiva de Dispositivos Médicos

## Luz

- Wake-up Light com espectro de luz diurna natural: 100 W
- Luz para leitura sem esforço: 400 Lux a 40-50 cm
- Processo de simulação do nascer do sol (0-: 30 min.
- Atenuador de intensidade da luz: 0-400 Lux a 40-50 cm
- Função de ligar/desligar da luz

## Visor

- Visor LCD de leitura fácil: 50x50 mm
- Controlo de brilho do visor: 3 definições (baixo, médio, alto)



Data de publicação  
2024-09-19

Versão: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)