

Philips Zoom
Moulage sous vide

DIS200/30



L'unité parfaite pour fabriquer les gouttières de vos patients...

... directement dans votre cabinet.

La résistance chauffante en forme de W assure une distribution uniforme de la chaleur.

Garantie d'un an pièces et main d'œuvre.

Un sourire confiant dès le premier jour

- Votre sourire le plus éclatant

PHILIPS
Zoom!

Caractéristiques

Performances

- Résultats: Éclaircissement maximal en 45 min

Points forts

Résultats remarquables rapidement

Pourquoi attendre pour obtenir des résultats lorsque vous pouvez avoir des dents plus blanches dès maintenant ? Avec la lampe Philips Zoom WhiteSpeed, vous pouvez obtenir un sourire plus éclatant après un seul rendez-vous de 45 minutes chez votre dentiste.



Date de publication
2024-05-11

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 61192 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com