

# PHILIPS

Reconditionné Épilateur  
à lumière pulsée

Lumea S9000

4 embouts intelligents

Aisselles, maillot, corps, visage

Avec capteur SmartSkin

Fonctionne sans fil et sur secteur



BRI956/05R1



## Une peau lisse pendant 6 mois\*

Des embouts intelligents conçus pour des résultats optimaux

Philips Lumea Prestige est notre épilateur à lumière pulsée le plus puissant à ce jour. Pensé pour les courbes de votre corps, il est d'une simplicité d'utilisation totale à domicile. Ses accessoires intelligents aux courbures uniques suivent les lignes de votre corps et adaptent le programme à chaque zone

### Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

- Utilisation avec ou sans fil
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Développé avec des dermatologues

# Caractéristiques

## Caractéristiques techniques, accessoires

**Embout pour le traitement du corps:** Taille de la fenêtre : 4,1 cm<sup>2</sup>, Forme : convexe, Utilisation adaptée au corps

**Embout pour le traitement du visage:** Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm<sup>2</sup>, filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage

**Embout pour le traitement du maillot:** Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm<sup>2</sup>, filtre supplémentaire, Utilisation adaptée à la zone du maillot

**Embout pour le traitement des aisselles:** Taille de la fenêtre : 3 cm<sup>2</sup>, Forme : concave, Adapté à la zone de l'aisselle

## Sites d'application

**Zones corporelles:** Bras, Jambes, Ventre

**Zones sensibles:** Maillot, Aisselles

**Zones du visage:** Menton, Menton, Lèvre supérieure

## Sécurité et réglages modifiables

**Filtre UV intégré:** Protège votre peau des rayons UV

**5 réglages d'intensité lumineuse:** S'adapte à votre teint de peau

**Système de sécurité intégré:** Évite les flashes accidentels

**Capteur de couleur de peau:** Détecte votre

teint de peau

**Capteur SmartSkin:** Le réglage adapté à la demande

## Mode d'application

**Glisser et flasher:** Pour une utilisation rapide

**Utilisation avec ou sans fil:** Sans fil

**Tamponner et flasher:** Pour une utilisation sur les petites zones

## Alimentation

**Tension:** 100-240 V

## Caractéristiques techniques

**Lampe haute performance:** Produit > 250 000 flashes\*\*\*\*

## Services

**Garantie:** Garantie mondiale de 2 ans

## Éléments inclus

**Instructions d'utilisation:** Mode d'emploi

**Stockage:** Pochette de luxe

**Adaptateur:** 19,5 V / 4 000 mA

## Heure de l'application

**Demi-jambe:** 8,5 min

**Aisselle:** 2,5 min

**Maillot:** 2 min

**Zones du visage:** 1,5 min

# Points forts

## Utilisation avec et sans fil

Le Lumea Prestige est le seul épilateur à lumière pulsée sans fil. Il permet d'atteindre facilement les zones du corps difficiles d'accès,

sans être gêné par un cordon. Et comme il est sans fil, vous pourrez vous épiler facilement où vous le souhaitez chez vous.

## Types de peau et de poils adaptés

L'épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peaux et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C'est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.

## Technologie IPL experte à domicile

IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour l'endormir, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des experts de la peau, pour une solution simple et efficace à domicile.

