



Philips Philips One by
Sonicare
乾電池式電動歯ブラシ

いつでもどこでも、ワンラン
ク上*1のブラッシングへ

おしゃれで持ち運びに便利
歯磨き習慣をサポートする機
能
選べるカラーバリエーション

いつでもどこでも、ワンラン ク上*1のブラッシングへ

毎分約 13,000 ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去。Philips One は外出時でも携帯可能。デザインはスタイリッシュで軽量、トラベルケースも付いているため、あなたにぴったりです。あなたの Philips One はどんな色ですか？ *1 手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き



HY1100/04

汚れがよく落ちます

- やさしくブラッシング

携帯用

- いつでもどこへでも携帯できるトラベルケース付属

面倒な手間なし

- 乾電池・ブラシヘッドの交換は約 3 カ月毎
- 歯磨きサポート機能

さまざまな色

- 選べるカラーバリエーション

PHILIPS

乾電池式電動歯ブラシ

いつでもどこでも、ワンランク上*1のブラッシングへおしゃれて持ち運びに便利、歯磨き習慣をサポートする機能、選べるカラーバリエーション

特長

やさしくブラッシング



Philips One は、毎分約 13,000 ストロークのマイクロ振動で、やさしく磨いて歯垢を除去します*2。(歯にブラシヘッドを軽く当てて、手磨きと同じように手を動かしてブラッシングをしてください) また、歯列にフィットするカットティングでしっかり磨けます。*2 対応機種 (Philips One ハンドル) との組み合わせ

いつでもどこへでも携帯できるトラベルケース付属



外出時に携帯できる、スタイリッシュで軽量、持ち運びに便利なトラベルケース付き。

歯磨きサポート機能



カドペーサー機能は、30 秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔


でブラッシングするサポートをします。また、2 分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

選べるカラーバリエーション



サンゴ、ミッドナイトブルー、マンゴー、ミントから、お好みの色をお選びいただけます。また、替えブラシヘッドのご購入時は違う色もお選びいただけます。(店舗によってはお取り扱いのない色もございます。)

乾電池・ブラシヘッドの交換は約 3 カ月毎



ブラシヘッドの交換は約 3 カ月毎が目安。単 4 形アルカリ乾電池 1 本で、約 3 カ月使用できます。(目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回)

仕様

仕様

- 充電電池: 乾電池式 (単 4 形アルカリ乾電池 1 本使用)
- 使用時間: 通常使用で約 3 カ月間 (目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回)

デザインと仕上げ

- 色: ミッドナイトブルー

互換性

- ブラシヘッド対応機種: Philips One ハンドル・Philips One ブラシヘッドの組み合わせのみ対応。* フィリップスソニックケア製品との互換性はありません。、フィリップスソニックケア製品との互換性はありません。
- ブラシヘッド装着方式: 他のフィリップスソニックケアブラシヘッドとの、互換性はありません

内容

- ハンドル: Philips One 1 本
- トラベルケース: Philips One トラベルケース
- ブラシヘッド: Philips One 専用ブラシヘッド 1 本 (ハンドル装着)
- 単 4 形アルカリ電池: 1 本

発行日 2022-06-19

バージョン: 7.7.3

EAN: 08 71010 39915 19



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前には通知することなく変更されること