

Philips
Wake-up Light



HF3461/01

Aloita päiväsi mukavasti

Valo, joka herättää sinut luonnollisesti

Wake-up Light herättää sinut helposti ja luonnollisesti, ja olet herätessäsi yhtä energinen kuin kesäamuina. Wake-up Light perustuu Philipsin satavuotiseen ammattitaitoon valaistuksesta, ja sen terveydelliset hyödyt on todistettu.

Philips – valoasiantuntija

- 100 vuotta valoasiantuntemusta

Todistetusti terveysvaikutteinen

- EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen

Valaistusvoimakkuus

- 400 luksin valoteho luonnolliseen herätykseen ja lukuvaloksi

Valo herättää sinut luonnollisesti

- Voimistuva valo vaikuttaa energiahormoneihin positiivisesti

Anna lempiradiokanavasi herättää sinut

- Digitaalinen FM-radio

PHILIPS

Kohokohdat

Valo herättää sinut luonnollisesti



Valo voimistuu vähitellen 30 minuutin ajan ennen herätysaikaa. Valo osuu silmiisi, vaikuttaa positiivisesti energiahormoneihin ja valmistelee hellävaraisesti elimistöäsi heräämiseen. Herääminen on miellyttävämpää.

400 luksin valoteho

Wake-up Lightissa (HF 3461) on 400 luksin valoteho. Kliiniset kokeet osoittavat, että noin 250 luksin valoteho vaikuttaa energiahormoneihin siten, että heräät entistä pirteämpänä. Lukuvaloksi sopii 300 - 400 luksin valoteho.

Kolme luonnonääntä tai miellyttävä merkkiäsi



Herätysaikaan kuulet luonnollisen herätysäänen tai halutessasi miellyttävän merkkiään. Äänentaso on aluksi hiljainen ja nousee puoleltoista minuutin

aikana valitsemallesi tasolle. Valittavanasi on kolme luonnonääntä: aamulinnut metsässä, meren kohina sekä sammakko ja anka lammessa. Asteittain nouseva äänentaso tekee heräämisestä miellyttävää ja varmistaa, että heräät mahdollisimman lempeästi. Kun ääni saavuttaa valitsemasi tason, vuoteesta nouseminen on helppoa.

Digitaalinen FM-radio



Sisäisen digitaaliradion ansiosta voit herätä suosikkikappaleisiisi tai uutisiin joka päivä. Valitse vain suosikkiradiokanavasi ja aseta herätysaika, jolloin radio käynnistyy. Radion äänenvoimakkuus on ensin hiljainen ja nousee asteittain 90 sekunnin aikana valitsemallesi äänenvoimakkuuden tasolle.

Philips – valoasiantuntija

Philips on maailman johtava yritys valaistusteknologian alalla. Sadan vuoden kokemuksensa ansiosta Philipsistä on tullut todellinen asiantuntija, kun puhutaan valosta ja sen vaikutuksista ihmiskehoon. Wake-up Lightissa huipputekniikka ja helppokäyttöisyys yhdistyvät mielekkäällä, ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen



todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan unionin lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) mukaisesti sertifioitu laite

Tekniset tiedot

Ääni

- Herätysääni: 3 luonnonääntä (aamulinnut, merenranta, lampi), miellyttävä herätysääni, digitaalinen suosikki-FM-radiokanavasi
- Ääneton-toiminto: ääneton toiminto heti käytettävissä
- Ensiluokkainen äänentoisto: 2 W
- FM-radio

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 3 m
- Jännite: 230 V
- Virta: 100 W
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Taajuus: 50 Hz
- Lamppujen tyyppi: 1 Philipsin hehkulamppu
- Lamppujen käyttöikä: 1 000 tuntia (helppo vaihtaa)

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 13,5 x 20,0 x 30,0 (S x L x K) cm
- Laitteen paino: 1,5 kg
- Tukkupakkauksen mitat: 22,5 x 49,5 x 34,1 (S x L x K) cm
- Tuotepakkauksen paino: 2,1 kg
- Tukkupakkauksen paino: 7,8 kg
- Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 3 pcs
- Euro-lavan kpl-määrä: 126 pcs
- Tuotepakkauksen mitat: 16,0 x 21,0 x 32,0 (S x L x K) cm

Logistiset tiedot

- Alkuperämaa: Kiina
- CTV-koodi: 884346101000

Turvallisuus

- Ei UV-säteilyä: ei UV-säteilyä
- Cenelec-sertifioitu

Helppokäyttöinen

- Luisumista estävät kumijalat
- Pikakäynnistyspainike
- Pienikokoinen: tarvittava pöydän pinta-ala 13,5 x 20 cm
- Äänen torkkukytin: 9 min
- Pikatarkastustoiminto (90 s): seuraavan aamun valo- ja äänitason tarkistus 90 sekunnissa
- Sähköinen varmuustoiminto: 5 min

Terveystieteelliset tiedot

- Todistetusti terveysvaikutteinen: EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen

Valo

- Wake-up Light -lampussa on luonnonvalon koko aallonpituus: 100 W
- Lukuvalo: 400 luksia 40 - 50 cm:n etäisyydellä
- Simuloitu auringonnousu -toiminto (0-: 30 min
- Valotehon himmennin: 0 - 400 luksia 40 - 50 cm:n etäisyydellä
- Valokytkintoiminto

Näyttö

- Selkeä nestekidenäyttö: 50 x 50 mm
- Näytön kirkkauden säätö: 3 asentoa (matala, keskitaso, korkea)



Julkaisupäivä 2022-06-23

Versio: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com