

# PHILIPS

## sonicare



Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean 6100

Integrierter Drucksensor  
3 Putzprogramme, 3 Intensitäten  
2 BrushSync-Funktionen  
Reiseetui



HX6877/28

## Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher

### Innovative Technologie

- Informiert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Drei Putzprogramme, drei Intensitätsstufen
- Die Bürstenköpfe wählen das optimale Putzprogramm und die Intensitätsstufe für Sie aus


## Besonderheiten

### Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

### Putzen ganz nach Ihrem Geschmack



Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das "Clean"-Putzprogramm ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das "White"-Putzprogramm ist das ideale Programm für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das "Gum Care"-Putzprogramm bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren. Die drei Intensitäten können zwischen "hoch" und "niedrig" je nach Intensität von links nach rechts angepasst werden.

### Sicher und sanft




Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

### Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

### Überwachen Sie Ihren Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt Ihre Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das Sie daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

### BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So ist eine Kopplung im intelligenten Modus sowie intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

### Putzprogramm- und Intensitätskopplung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Die Kopplung im BrushSync-Putzprogramm meldet Ihrem intelligenten Handstück, welchen intelligenten Bürstenkopf Sie verwenden. Wenn Sie also beispielsweise einen "Gum Care"-Bürstenkopf aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm und die Intensität wählen. Sie müssen nur noch den Ein-/Ausschalter drücken.


## Besonderheiten

### BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

### Hilfreiche Timer



Sie möchten eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

### Handliches Reisetui und Ladegerät



In unserem hochwertigen Reisetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

# ProtectiveClean 6100

Elektrische Schallzahnbürste

HX6877/28

## Daten

### Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

### Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

Farbe: Weißsilber

### Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

### Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 W2 Optimal White

Reisetui: 1

Ladegerät: 1

Handstück: 1 ProtectiveClean

### Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

### Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

### Smart-Bürstenkopferkennung

**C2 Optimal zum Plaque-Schutz:** Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

**G2 Optimal Gum Care:** Die perfekte Ergänzung zum "Gum Care"-Putzprogramm

**W2 Optimal White:** Die perfekte Ergänzung zum "White"-Putzprogramm

### Intelligente Sensor-Technologie

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Technologie:** Verbindet das intelligente Handstück mit, dem intelligenten Bürstenkopf

