

# PHILIPS

## sonicare

Mini-Bürstenköpfe  
für Schallzahnbürste

For Kids

1er-Pack

Kompaktes Design

Aufsteckbar

Kinderfreundliche Reinigung

HX6031/20



## Hervorragende Reinigung in Sekunden.\*

Reinigt und schützt die Zähne von Kindern ab 3 Jahren

Der Sonicare For Kids Zahnbürstenkopf eignet sich perfekt für kleine Münder mit wachsenden Zähnen. Er funktioniert ausschließlich mit der elektrischen For Kids Zahnbürste, mit der er für ein sicheres und angenehmes Putzen sorgt, das Kindern Spaß macht.

### **Für eine gute Mundgesundheit**


- Teil einer guten täglichen Zahnpflege

### **Designed to optimize performance**

- Ab 3 Jahren
- Hervorragende Reinigung, die jede Sekunde optimal nutzt
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Für jede beliebige Philips Sonicare Zahnbürste mit Aufsteck-System geeignet

# Besonderheiten

## Ab 3 Jahren



Der Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenkopf verfügt über ein ergonomisch geformtes Profil, geeignet für Ihr Kind im Alter von 3 Jahren und darüber, und weiche Borsten für eine sanfte Reinigung. Er verfügt außerdem über einen Gummiüberzug auf der Rückseite des Bürstenkopfs für eine sicherere, angenehmere Reinigung. Auch in größerer Standardgröße für Kinder ab 7 Jahren erhältlich.

## Hervorragende Reinigung in Sekunden




Unsere Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die begrenzte Zeit, die Ihre Kinder mit dem Zähneputzen verbringen, optimal zu nutzen, da sie an gesunde Gewohnheiten herangeführt werden und ihre Zahnputztechnik perfektionieren.

## Patentierter Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Bessere Mundhygiene



Wie alle Original Philips Sonicare Bürstenköpfe ist dieser Bürstenkopf sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wurde eingehend auf hervorragende Leistung und lange Lebensdauer geprüft.

## Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf Ihr Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von: PowerUp mit Batteriebetrieb und Essence.

# Daten

## Gewicht und Abmessungen

Abmessungen der Bürstenkopf-Verpackung: 21,6 x 7,0 x 2,2 (H x B x T) cm  
Gewicht der Bürstenkopf-Verpackung: 0.038 kg

## Design und Materialausführung

Härtegrad: Mittel  
Farbe: Eisblau  
Material des Bürstenkopfs: BPA-frei  
Erinnerungsborsten: Blaue Farbe der Borsten verblasst  
Abmessungen: Kompakt

## Kompatibilität

Bürstenkopfsystem: Aufsteckbar  
Für folgende Modelle geeignet: For Kids  
Nicht geeignet für: Philips One

## Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 Sonicare For Kids (kompakt)

## Qualität und Leistung

Austausch: Alle 3 Monate

## Vorteile für die Gesundheit

Plaque-Entfernung: Unterstützt die Plaque-Entfernung

