



Philips
Wake-up Light



HF3451/01



Aloita päiväsi mukavasti

Valo, joka herättää sinut luonnollisesti

Wake-up Light herättää sinut helposti ja luonnollisesti, ja olet herätessäsi yhtä energinen kuin kesäamuina. Wake-up Light perustuu Philipsin satavuotiseen ammattitaitoon valaistuksesta, ja sen terveydelliset hyödyt on todistettu.

Philips – valoasiantuntija

- 100 vuotta valoasiantuntemusta

Todistetusti terveysvaikutteinen

- EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen

Valaistusvoimakkuus

- 300 luksin valoteho luonnolliseen herätykseen

Valo herättää sinut luonnollisesti

- Voimistuva valo vaikuttaa energiahormoneihin positiivisesti

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Herätysääni: miellyttävä merkkiääni ja 1 luonnonääni (aamulinnut)
- Äänetön-toiminto: äänetön toiminto heti käytettävissä
- Ensiluokkainen äänentoisto: 2 W

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 3 m
- Virta: 75 W
- Jännite: 230 V
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Taajuus: 50 Hz
- Lamppujen tyyppi: 1 Philipsin hehkulamppu
- Lamppujen käyttöikä: 1 000 tuntia (helppo vaihtaa)

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (S x L x K) cm
- Laitteen paino: 1,5 kg
- Tukkipakkauksen mitat: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (S x L x K) cm
- Tuotepakkauksen paino: 2,1 kg
- Tukkipakkauksen paino: 7,8 kg
- Tuotepakkauksia/tukkipakkaus: 3 pcs
- Euro-lavan kpl-määrä: 126 pcs
- Tuotepakkauksen mitat: 16,0 x 21,0 x 32,0 (S x L x K) cm

Logistiset tiedot

- Alkuperämaa: Kiina
- CTV-koodi: 884345101000

Turvallisuus

- Ei UV-säteilyä: ei UV-säteilyä
- Cenelec-sertifioitu

Helppokäyttöinen

- Luisumista estävät kumijalat
- Pikakäynnistyspainike
- Pienikokoinen: tarvittava pöydän pinta-ala 13,5 x 20 cm
- Äänen torkkukytin: 9 min
- Pikatarkastustoiminto (90 s): seuraavan aamun valo- ja äänitason tarkistus 90 sekunnissa
- Sähköinen varmuustoiminto: 5 min

Terveystieteelliset laitteet

- Todistetusti terveysvaikutteinen: EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen

Valo

- Wake-up Light -lamppu on luonnonvalon koko aallonpituus: 75 W
- Lukuvalo: 300 luksia 40 - 50 cm:n etäisyydellä
- Simuloitu auringonnousu -toiminto (0-: 30 min)
- Valotehon himmennin: 0 - 300 luksia 40 - 50 cm:n etäisyydellä
- Valokytintoiminto

Näyttö

- Selkeä nestekidenäyttö: 50 x 50 mm
- Näytön kirkkauden säätö: 3 asentoa (pois, keskitaso, korkea)

Kohokohdat

Valo herättää sinut luonnollisesti



Valo voimistuu vähitellen 30 minuutin ajan ennen herätysaikaa. Valo osuu silmiisi, vaikuttaa positiivisesti energiahormoneihin ja valmistelelee hellävaraisesti elimistöäsi heräämiseen. Herääminen on miellyttävämpää.

300 luksin valoteho



Ihmisten valoherkkyys vaihtelee. Yleensä ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa heräämiseen, jos valotehota on korkea. Wake-up Lightin valotehota voidaan asettaa enimmillään 300 luksiin. Tällä varmistetaan, että voit herätä juuri sinulle sopivimpaan valotehoon.

Philips – valoasiantuntija

Philips on maailman johtava yritys valaistusteknologian alalla. Sadan vuoden kokemuksensa ansiosta Philipsistä on tullut todellinen asiantuntija, kun puhutaan valosta ja sen vaikutuksista ihmiskehoon. Wake-up Lightissa huipputekniikka ja helppokäyttöisyys yhdistyvät mielekkäällä, ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen



todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan unionin lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) mukaisesti sertifioitu laite



Julkaisupäivä 2022-01-13

Versio: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com