

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

HealthyWhite

2 modes

2 têtes de brosse

2 manches

HX6762/35



Des dents plus blanches et plus saines

La meilleure brosse à dents pour des dents naturellement plus blanches

Tout le monde aime les sourires d'une blancheur éclatante. Laissez éclater la blancheur naturelle de vos dents. Il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite contribuait à éliminer les taches en deux semaines environ, en utilisant régulièrement le mode Clean & White.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.
- Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur
- Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches
- Mode Clean : brossage standard de 2 minutes

Points forts

Des dents naturellement plus blanches



Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Mode Clean and White



2 minutes du mode Clean suivies de 30 secondes du mode White pour un nettoyage approfondi des dents de devant. Aide à éliminer les taches telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Permet d'obtenir des dents jusqu'à 2 teintes plus claires en 2 semaines seulement.*

Mode Clean

Pour un nettoyage quotidien exceptionnel. Préserve l'effet des traitements d'éclaircissement.

Tête de brosse DiamondClean




Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé, le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire




Élimine jusqu'à 7 x plus de plaque qu'une brosse manuelle dans les zones difficiles d'accès.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

Tête de brosse courbée



L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.



Points forts

Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être

utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

SmarTimer



Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

La seule véritable technologie sonore



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.



Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Vert glacier, Rose

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Accessoires inclus

Manches: 2 HealthyWhite

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard

Chargeur: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*, Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à 2 teintes, Éclaircit les dents en une semaine

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Clean and White: Clean 2 min + White 30 s

